

セーフティーアーム® ウォーカーCタイプ

貸
介護保険適用
レンタル対象



室内専用



ハンドル
グリップ



5サイズ
あり



脚先調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.3～6・P.23～26を参照ください。)



セパレート
グリップ



荷重
ブレーキ



ストレート
キャスター



2段
グリップ



コンパクト
収納

ストレートキャスターの前輪とストッパーの付いた後脚の
室内専用タイプ。ゆっくり歩行をサポートします。
方向転換も自分のペースで。
スリムタイプが増えて、5サイズになりました。

■スタンダードタイプ

5サイズ



①スタンダードタイプ

¥31,500

(非課税)
品番:SAWCR 重量:3.1kg
収納時サイズ:W60×D11×H73.5cm

④SSタイプ

¥30,500

(非課税)
品番:SAWCSSR 重量:2.7kg
収納時サイズ:W49×D10.5×H65.5cm

②ハイトタイプ

¥31,500

(非課税)
品番:SAWCHR 重量:3.3kg
収納時サイズ:W61×D11×H82.5cm

⑤スリムタイプ

¥27,500

(非課税)
品番:SW5210 重量:2.9kg
収納時サイズ:W53×D12×H72cm

③ミニタイプ

¥31,500

(非課税)
品番:SAWCSR 重量:2.9kg
収納時サイズ:W57×D10×H66cm

⑥スリムタイプブラック

¥27,500

(非課税)
品番:SW5220 重量:2.9kg
収納時サイズ:W53×D12×H72cm

車輪サイズ

前輪・・・3インチ(7.5cm)

後脚・・・ストッパー

■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかり握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。

2～4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



サイズ表	①グリップ全幅	②グリップ内幅	③高 さ	使用者身長 (目安)	④下段グリップ 高さ	⑤全 幅	⑥奥行き
①スタンダードタイプ	48cm	44cm	71.5～81.5cm	140～160cm	39～49cm	56～57cm	49～51cm
②ハイトタイプ	48cm	44cm	80.5～90.5cm	155～180cm	42～52cm	57.5～58.5cm	49～51cm
③ミニタイプ	44cm	40cm	64～74cm	125～145cm	36.5～46.5cm	54～55cm	46～48cm
④SSタイプ	37cm	33cm	64～74cm	125～145cm	36.5～46.5cm	46～47cm	42～44cm
⑤⑥スリムタイプ	35cm	31cm	71.5～81.5cm	140～160cm	39～49cm	49～51cm	46～48cm



※スタンダードタイプとスリムタイプの高さは同じです。※ミニタイプとSSタイプの高さは同じです。

	商品名	品 番	希望小売価格	JAN	TAIS	
①	セーフティーアームウォーカー Cタイプ	SAWCR	¥31,500(非課税)	4515914-200577	00465-000025	④
②	セーフティーアームウォーカーハイ Cタイプ	SAWCHR		4515914-302608	00465-000047	④
③	セーフティーアームウォーカーミニ Cタイプ	SAWCSR		4515914-200676	00465-000040	④
④	セーフティーアームウォーカーSS Cタイプ	SAWCSSR	¥30,500(非課税)	4515914-200799	00465-000044	
⑤	セーフティーアームウォーカースリムCタイプ	SW5210	¥27,500(非課税)	4515914-400540	00465-000116	
⑥	セーフティーアームウォーカースリムCタイプブラック	SW5220	¥27,500(非課税)	4515914-400847	00465-000119	

【材質】本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:プラスチック ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属していません。