

# セーフティーアーム® ウォーカーLタイプ

貸  
介護保険適用  
レンタル対象



室内・  
屋外用



ハンドル  
グリップ



3サイズ  
あり



脚先調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。  
(詳細はP.3～6・P.23～26を参照ください。)



セパレート  
グリップ



荷重  
ブレーキ



スイング  
キャスター



2段階  
グリップ



コンパクト  
収納

5インチ・ゴムスイングキャスターと3インチ・プラスチックキャスター付きストッパー。大型タイヤで溝にはまりにくく、エレベーターなどがある施設や病院での使用にも便利。また、屋外でも使用できる歩行器で少しでも軽いものをご希望の場合におすすめです。

## ■スタンダードタイプ

3サイズ



### ①スタンダードタイプ

**¥37,000** (非課税)

品番:SAWLR 重量:3.8kg  
収納時サイズ:W66×D11×H82.5cm

### ②ハイトタイプ

**¥37,000** (非課税)

品番:SAWLHR 重量:4kg  
収納時サイズ:W67.5×D12×H91.5cm

### ③ミニタイプ

**¥37,000** (非課税)

品番:SAWLSR 重量:3.7kg  
収納時サイズ:W64×D11×H74.5cm

### 車輪サイズ

前輪…**5インチ**(12.5cm)

後輪…**3インチ**(7.5cm)

### ■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかりと握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作用させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。

2～4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



| サイズ表       | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高 さ        | 使用者身長<br>(目安) | ④下段グリップ<br>高さ | ⑤全 幅      |             | ⑥奥行き    |  |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------|--|
|            |         |         |             |               |               | 前 側       | 後 側         |         |  |
| ①スタンダードタイプ | 48cm    | 44cm    | 79.5～89.5cm | 155～175cm     | 47～57cm       | 58～58.5cm | 62～63cm     | 55～57cm |  |
| ②ハイトタイプ    | 48cm    | 44cm    | 88.5～98.5cm | 170～190cm     | 50～60cm       | 59.5～60cm | 63.5～64.5cm | 55～57cm |  |
| ③ミニタイプ     | 44cm    | 40cm    | 72～82cm     | 140～165cm     | 44.5～54.5cm   | 56～56.5cm | 60～61cm     | 53～55cm |  |

|   | 商品名                   | 品 番    | 希望小売価格       | JAN            | TAIS         |   |
|---|-----------------------|--------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー Lタイプ   | SAWLR  | ¥37,000(非課税) | 4515914-200973 | 00465-000017 | ④ |
| ② | セーフティーアームウォーカーハイ Lタイプ | SAWLHR |              | 4515914-302806 | 00465-000100 | ④ |
| ③ | セーフティーアームウォーカーミニ Lタイプ | SAWLSR |              | 4515914-201079 | 00465-000054 | ④ |

【材質】本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、前輪:合成ゴム、後輪:プラスチック ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属しておりません。