

前腕でしっかり身体を支えるアームレストタイプ セーフティーアーム® UXタイプシリーズ(アームレストタイプ)



セーフティーアーム® UXタイプウォーカー

貸
介護保険適用
レンタル対象



室内専用



アームレスト



2サイズ
あり



脚先調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。
(詳細はP.3~6を参照ください。)



縦型
グリップ



ハンドル
ブレーキ



スイング
キャスター



2段
グリップ



コンパクト
収納

全幅60cmとコンパクトで、軽量のため、
ご自宅などでも使用しやすい前腕支持タイプです。
薄型に折りたたむことができるので、持ち運びやすく、
車へ積んでデイサービスへ出かける時や通院などにも便利です。

■スタンダードタイプ



■ハイトタイプ



コンパクト収納

収納・持ち運び・車への
積み込みなどに便利。



開閉パイプ
プッシュボタン



脚先パイプ
プッシュボタン

ダブルロック

開閉用と高さ調節用のプッシュボ
タンは輪ネジ付きのダブルロック。
しっかり固定されるので安心です。



①スタンダードタイプ

¥57,500 (非課税)

品番:SAUX 重量:5.8kg
収納時サイズ:W61×D25×H91cm

使用者身長(目安)

135~160cm 程度

車輪サイズ

前輪...5インチ(12.5cm)

後輪...5インチ(12.5cm)

②ハイトタイプ

¥60,000 (非課税)

品番:SAUXH 重量:6.5kg
収納時サイズ:W59×D26×H102cm

使用者身長(目安)

160~180cm 程度

車輪サイズ

前輪...7インチ(18cm)

後輪...5インチ(12.5cm)

■使用方法

- 1 ハンドルとブレーキレバーを握り、
前腕をアームレストにのせる。
- 2 ブレーキレバーをゆるめ、
歩行器を前に出す。
- 3 ブレーキレバーをしっかり握り、
ブレーキを作動させる。(歩行器固定)
- 4 身体を少しずつ移動する。

2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



	商品名	品 番	希望小売価格	JAN	TAIS
①	セーフティーアームUXタイプウォーカー	SAUX	¥57,500(非課税)	4515914-300246	00465-000067
②	セーフティーアームUXタイプウォーカーハイ	SAUXH	¥60,000(非課税)	4515914-300284	00465-000109

【材質】 本体:アルミ、センターシャフト・ハンドル:スチール、下段グリップ:合成ゴム、タイヤ:合成ゴム、アームレスト:ウレタン
※セーフティーアームUXタイプウォーカーには、セーフティーアームウォーカーシリーズ専用アクセサリなどの取り付け・共有できません。