

セーフティーアーム® Uタイプシリーズ(アームレストタイプ)について

セーフティーアーム®Uタイプシリーズは、一般的に、アームレストタイプ・馬蹄タイプ・前腕支持タイプといわれる歩行車です。前腕部をアームレストにのせて、より歩行車に体重をかけて使用することができます。リウマチなどで手に変形や疼痛があり、手掌で体重を支えるのが難しい方におすすめの歩行車です。身体状況・使用環境・用途に合わせて、タイプをお選びください。

セーフティーアーム®Uタイプシリーズの使用条件

- ハンドル・ブレーキを握り、アームレストに前腕部をのせて、体重をかけて使用します。
- 平らなところで使用します。

セーフティーアーム®Uタイプシリーズの高さ調節

ハンドルやブレーキレバーを握り、アームレストに前腕をしっかりとせた状態で、肘が90度位になる高さに調節します。

靴の確認を忘れずに…

歩行器の高さを合わせる際に忘れがちな「靴」。靴の有無で使用感が変わるので、ご注意ください。



セーフティーアーム®Uタイプシリーズの種類



SAUX

高さが低いミニタイプ。
軽量の室内専用タイプ。

参照 **P.11**



SAUJ

ハンドルの高さ・角度が調節できるタイプ。
室内専用タイプ。

参照 **P.13**



RSCU

特大かごが付いたタイプ。
片手でもブレーキ操作OK。

参照 **P.7**

セーフティーアーム® UXタイプウォーカー



全幅60cmとスリム、アームレストの高さが84~94cmと低めの設定のコンパクトなアームレストタイプの歩行車です。小柄な方におすすめで、ご自宅や施設など、屋内でのスムーズな歩行をサポートします。

小柄な方に
オススメ!



¥35,000 (非課税)

品番: SAUX 重量: 5.8kg
収納時サイズ: W61×D25×H91cm

■使用方法

2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。

- 1 グリップとブレーキレバーを握り、前腕をアームレストにのせる。
- 2 ブレーキをゆるめ歩行車を前に出す。
- 3 ブレーキレバーをしっかり握り、ブレーキを作動させる。(歩行車固定)
- 4 身体を少しずつ移動する。



商品名	品番	希望小売価格	TAIS	
セーフティーアーム UXタイプウォーカー	SAUX	¥35,000 (非課税)	0046500067	①

[材質] 本体:アルミ、センターシャフト・ハンドル:スチール、下段グリップ:合成ゴム、タイヤ:合成ゴム(5インチ)、アームレスト:ウレタン