

アームレストに前腕をのせて、グリップとブレーキを握ることで、お身体の荷重をしっかり歩行車にかけることができ、安定した歩行をサポートします。ハンドルの高さや角度を調節することで、手首などへの負担を軽減します。手の力の弱い方やバランスが取りにくい方におすすめです。



### ハンドル ブレーキ

自分のペースでブレーキ操作しながら歩行をサポート。ブレーキレバーを前に押し出してロックするパーキングブレーキ付き。



### 立ち上がり用 グリップ

床からの立ち上がりの際に便利。

交換用パーツ  
**P.18** をご参照ください。



### ダブルロック

開閉用と高さ調節用のプッシュボタンと輪ネジのダブルでロック。しっかり固定されるので、安心です。



### 前・後 タイヤ

前タイヤはスイングキャスターで小回りがききスムーズな歩行をサポートします。

前輪7インチ/約18cm

後輪5インチ/約12.5cm



### ハンドルの 位置調節

ハンドルは、ご利用者様の手首などへの負担を軽減するために、使いやすい高さ・握りやすい角度に無段階調節できます。



### オプション



センターパッドを取り付けると前腕だけでなく、上体を歩行車にあずける事ができます。ノブ付きネジで、工具不要のかんたん取り付け。

Uタイプウォーカー専用  
センターパッド (SAUJMP)  
・・・¥6,300+税  
※取付けネジ4本付き



### セーフティーアームシリーズ専用 クリップトレイ

お客様の『あったらいいな』のお声をもとにセーフティーアーム(タイヤ付のみ)にかんたんに取付・取外し、小物やお飲み物を持ち運ぶことができる便利なクリップトレイです。



歩行器を使用すると左右の手が塞がってしまいます。ちょっとした小物の持ち運びに便利なクリップトレイです。お飲み物や携帯電話・お菓子・薬などを持ち運びできます。

セーフティーアームシリーズ専用  
クリップトレイ (SAVT)  
……………¥1,800+税

※固定脚タイプは、持ち上げると荷物が落ちるおそれがありますので取付できません。



※セーフティーアーム® Uタイプウォーカーには、セーフティーアームウォーカーシリーズ専用アクセサリの取付・共有はできません。