


セーフティーアーム[®] ウォーカーGタイプ

4インチのワイド幅ゴムキャスターの6輪タイプ。
安定性の高いツインゴムキャスター付きストッパーを使用。

介護保険適用
貸
レンタル対象



玄関先から車に乗るまでの移動におすすめ。ワイド幅のタイヤが地面にしっかり接地し、溝などにもはまりにくく、スムーズな歩行をサポート。Lタイプの後継機種として発売しているの、屋外での使用に、よりおすすめの歩行器です。

1 スタンダードタイプ


¥30,000 (非課税)
品番:SAWGR 重量:4.8kg
収納時サイズ:W64×D13.5×H82.5cm

2 ハイタイプ

¥30,000 (非課税)
品番:SAWGHR 重量:5.0kg
収納時サイズ:W66×D13.5×H91.5cm

3 ミニタイプ

¥30,000 (非課税)
品番:SAWGSR 重量:4.5kg
収納時サイズ:W62×D13.5×H75cm



※簡略化したイラストです。

[単位: cm]

品番	1 グリップ全幅	2 グリップ内幅	3 高さ	4 下段グリップ高さ	5 全幅		6 奥行き
					前側	後側	
2 ハイタイプ	48	44	88.5~98.5	50~60	61.5~62.5	68.5~69.5	57~59
3 ミニタイプ	44	40	72~82	44.5~54.5	57.5~58.5	64.5~65.5	55~57

スタンダード | ハイタイプ
ミニタイプ | SSタイプ

固定タイプ | スイングキャスター | ストレートキャスター

屋外 | 屋内

アクセサリ付け替え OK | ゴムキャップブラック

グリップ交換 OK | クリフトレー取り付け OK

グリップ高さ 5段階調節 | コンパクト収納 薄型 折りたたみ

前後タイヤ | 前輪4インチ/約10cm | 後輪4インチ/約10cm

商品名	品番	希望小売価格	TAIS
1 セーフティーアームウォーカーGタイプ	SAWGR	¥30,000 (非課税)	00465000038 ③
2 セーフティーアームウォーカーハイGタイプ	SAWGHR		00465000046 ④
3 セーフティーアームウォーカーミニGタイプ	SAWGSR		00465000027 ③

[材質] 本体:アルミ、センターシャフトのみスチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:合成ゴム(4インチ) ※固定式歩行器用の脚先パイプセットは付属されておりません。

セーフティーアーム[®] ウォーカーLタイプ

5インチ・大型ゴムスイングキャスターと
3インチ・プラスチックキャスター付きストッパー。

介護保険適用
貸
レンタル対象



Lタイプは、前輪5インチの大型ゴムタイヤを使用しているの溝などにはまりにくく、室内のちょっとした段差もクリアしやすい歩行器です。

1 スタンダードタイプ


¥28,000 (非課税)
品番:SAWLR 重量:3.8kg
収納時サイズ:W66×D11×H82.5cm

2 ハイタイプ

¥28,000 (非課税)
品番:SAWLHR 重量:4.0kg
収納時サイズ:W67.5×D12×H91.5cm

3 ミニタイプ

¥28,000 (非課税)
品番:SAWLSR 重量:3.7kg
収納時サイズ:W64×D11×H74.5cm



※簡略化したイラストです。

[単位: cm]

品番	1 グリップ全幅	2 グリップ内幅	3 高さ	4 下段グリップ高さ	5 全幅		6 奥行き
					前側	後側	
2 ハイタイプ	48	44	88.5~98.5	50~60	59.5~60	63.5~64.5	55~57
3 ミニタイプ	44	40	72~82	44.5~54.5	56~56.5	60~61	53~55

スタンダード | ハイタイプ
ミニタイプ | SSタイプ

固定タイプ | スイングキャスター | ストレートキャスター

屋外 | 屋内

アクセサリ付け替え OK | ゴムキャップブラック

グリップ交換 OK | クリフトレー取り付け OK

グリップ高さ 5段階調節 | コンパクト収納 薄型 折りたたみ

前後タイヤ | 前輪5インチ/約12.5cm | 後輪3インチ/約7.5cm

商品名	品番	希望小売価格	TAIS
1 セーフティーアームウォーカーLタイプ	SAWLR	¥28,000 (非課税)	00465000017 ④
2 セーフティーアームウォーカーハイLタイプ	SAWLHR		00465000100 ④
3 セーフティーアームウォーカーミニLタイプ	SAWLSR		00465000054 ④

[材質] 本体:アルミ、センターシャフトのみスチール、グリップ:合成ゴム、前輪:合成ゴム(5インチ) 後輪:プラスチック(3インチ) ※固定式歩行器用の脚先パイプセットは付属されておりません。