

ESKスライドスロープ

段差の高さや、設置スペースの広さに合わせて、
任意の長さで使え、複数の段差に使用できます。

介護保険適用
貸
レンタル対象




ESK300R使用例 1.5mの状態

オプション



ESKスライドスロープ専用
キャリングケース(ESKB)
..... ¥4,000+税



① 2mタイプ

¥72,000 +税
品番:ESK200R

② 3mタイプ

¥90,000 +税
品番:ESK300R

持ち運びに
便利
取っ手付き&
縮めてコンパクト



レンタル業者様におすすめです。

1 > 複数の長さの スロープ不要。

3mタイプは1.5~3mまで、
任意の長さで使用できます。
様々な長さのスロープ在庫は
不要です。

2 > メンテナンスが楽。

ほこりやドロ汚れなどで目詰ま
りしにくく掃除が楽。パンチング
加工で滑り止めの貼り替えなど
のメンテナンスが不要です。



サビ
に強い
(アルミ材)

すべり
止め
(パンチング加工)

耐荷重
2mタイプ **300kg**
(セット) | 3mタイプ **250kg**
(セット)

(脱輪防止)
エッジ

	商品名	品番	希望小売価格	全長	有効長	エッジ	ペロ	収納サイズ(長×幅×厚)	重量	使用可能段差	TAIS	
①	ESKスライドスロープ2mRタイプ	ESK200R	¥72,000 +税	211	203	5.5	7.0	121×25×7.5	6.0kg(12.0kg/セット)	25~35	00465000089	①
②	ESKスライドスロープ3mRタイプ	ESK300R	¥90,000 +税	300	292			121×25×8	8.7kg(17.4kg/セット)	25~52	00465000090	

[材質]アルミ、樹脂 ※ ESKシリーズは傾斜角度10度以下でお使いください。 ※ 介助者は、スロープとスロープの間を歩いてください。
※ 電動カート(4輪車)・電動車いすでの使用時は、総重量(バッテリーなどを含む)80kg以下の車いすをご使用ください。

[単位:cm]

ワイド・スライドスロープ &ワイド・アルミスロープ

車いすのスムーズな走行をサポート。ゆとりのある有効幅20cmです。
スライドタイプは約半分の長さに縮めて収納できるので持ち運びがかんたん。

介護保険適用
貸
レンタル対象



収納時は
約1/2の長さに
持ち運びに
便利
コンパクト
収納
(伸縮タイプ)

① ワイド・スライドスロープ/1.5mタイプ

¥42,000 +税
品番:ESW

② ワイド・スライドスロープ/2mタイプ

¥56,000 +税
品番:ESWL



④ ワイド・アルミスロープ 90cmタイプ

¥26,500 +税
品番:EW90

⑤ ワイド・アルミスロープ 1.5mタイプ

¥36,000 +税
品番:EW150

⑥ ワイド・アルミスロープ 2mタイプ

¥46,000 +税
品番:EW200

ワイドな
幅とエッジで
ゆとりある
走行に便利

サビ
に強い
(アルミ材)

すべり
止め

(脱輪防止)
エッジ

耐荷重
300kg
(セット)

	商品名	品番	希望小売価格	全長	有効長	エッジ	ペロ	収納サイズ(長×幅×厚)	重量	使用可能段差	TAIS	
①	ワイド・スライドスロープ1.5mタイプ	ESW	¥42,000 +税	148	139	6.5		73×30×10	4.5kg(9.0kg/セット)	5~30	00465000070	①
②	ワイド・スライドスロープ2mタイプ	ESWL	¥56,000 +税	217	208			97×30×10	7.3kg(14.6kg/セット)	10~45	00465000071	
③	ワイド・アルミスロープ50cmタイプ	EW50	¥16,000 +税	50	41	4.5	4.5	—	1.3kg(2.6kg/セット)	3~9	00465000072	—
④	ワイド・アルミスロープ90cmタイプ	EW90	¥26,500 +税	90	81				2.3kg(4.6kg/セット)	3~17	00465000073	—
⑤	ワイド・アルミスロープ1.5mタイプ	EW150	¥36,000 +税	150	141				4.2kg(8.4kg/セット)	5~30	00465000074	■
⑥	ワイド・アルミスロープ2mタイプ	EW200	¥46,000 +税	200	191				5.3kg(10.6kg/セット)	10~40	00465000075	■
⑦	ワイド・アルミスロープ2.4mタイプ	EW240	¥57,000 +税	240	231	6.5kg(13.0kg/セット)	10~48	00465000076	■			

■印の商品は、配送にお時間を戴きます。[単位:cm]

ご注意

EW・ESWシリーズの各種スロープは、出荷時に傾斜角度が12°にセットされています。(両端のペロ部が12°の段差に合うようにセットしております。)12°以下の大きく異なる角度でご使用になる場合は、ご注文時にご指定戴ければ調整して出荷致します。ペロ部の調整は、先端部を何かに挟み固定し、スロープ自体をこの原理でゆっくりと曲げてください。何回も曲げるとペロ部の強度が落ち、折れるおそれがありますので、調整は1回だけにしてください。※介助者はスロープとスロープの間を歩いてください。