

足こぎ3輪車いす イーストライダー

年齢や障がいで自転車をおさめられた方や転倒をおそれて車いすにのる方などにおすすめ。車いすでありながら足を動かすので、お買い物・お散歩など、廃用症候群の予防に。



足こぎ
3輪車いす



■身体状況に合わせた使用方法

足で前に
進む車いす



通常
車いす



専用ハンドルブレーキを取り外した状態で、地面をけるように前進することで、足の筋力トレーニングに。

フットレストを取り付けて、通常の車いすとして、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びも便利。

	商品名	品番	希望小売価格	TAIS	
①	足こぎ3輪車いす イーストライダー	FH20S	¥140,000 (非課税)	00465000065	①
②	車いすイーストライダー	FH20	¥130,000 (非課税)	00465000066	①
③	イーストライダー専用 ハンドルブレーキ	FH20F	¥10,000+税	該当なし	—

[セット内容] 車いす、ハンドルブレーキ、フットレスト、工具一式
[材質] フレーム: アルミ(一部スチール)、ハンドルブレーキ: スチール、3輪タイプ前輪: 14インチノーバンクタイヤ、車いす前輪: 4インチソリッドタイヤ、後輪: 20インチノーバンクタイヤ

① 足こぎ3輪車いすイーストライダー

¥140,000 (非課税)

品番: FH20S 重量: 21.8kg

ペダルをこいで自走する3輪車いすとして、子供の3輪車のようにペダルを動かして、前進・後退・停止できます。

3輪車・介助ブレーキ



3輪車用ハンドルは、握りやすい高さで角度に調節できます。どちらのブレーキもパーキングブレーキロックができます。

乗降しやすいスペース



移乗時にアームレストを跳ね上げると、乗降しやすく便利です。

コンパクトキャスター



地面をけるように進む際、足にあたりにくい、小さい4インチタイヤです。

ハンドブレーキ



一般的な車いすのブレーキ。パーキングブレーキロックができます。

足こぎペダル



足がずれにくいベルト付きのペダル。足の甲の高さに合わせて、ベルト調節できます。

転倒防止キャスター



3輪車・車いすとして坂道などでの使用時に後方へ転倒しないようにサポートします。

ノーバンクタイヤ



煩わしい空気の補充やバンクの心配がいらぬノーバンクタイヤを使用しております。

フットレスト



車いす使用時には、取り付け・取り外しがかんたん。ワンタッチ着脱式フットレストを装備。

コンパクト収納



ハンドルブレーキを外し、車いすを折りたたむため、コンパクトに。車への積み込みや収納に便利。



工具不要
組立時間
約2分

本体とハンドル部分
別々に購入できます

② 車いすイーストライダー

¥130,000 (非課税)

品番: FH20 重量: 14.5kg



③ イーストライダー専用ハンドルブレーキ

¥10,000 +税

品番: FH20F 重量: 8.5kg

