



セーフティーアーム® ウォーカーGタイプ



4インチのワイド幅ゴムキャスターの6輪タイプ。
安定性の高いツインゴムキャスター付きストッパーを使用。



① スタンダードタイプ

スタンダード	ハイトタイプ	
ミニタイプ	SSタイプ	
固定タイプ	スイングキャスター	ストレートキャスター
屋外	屋内	
アクセサリ 付け替え OK	ゴムキャップ ブラック	
グリップ 交換 OK	クリップトレイ 取り付け OK	
グリップ高さ 5段階調節	コンパクト収納 薄型 折りたたみ	

交換用パーツ P.20 をご参照ください。

4インチのワイド幅のゴムタイヤを使用した、4脚6輪タイプの歩行器です。前輪はスイングキャスター、後脚は左右に2個ずつキャスターが付いた、ツインゴムキャスター付きストッパーで、スムーズな歩行をサポートします。



① スタンダードタイプ

¥31,500 (非課税)
品番:SAWGR 重量:4.8kg
収納時サイズ:W64×D13.5×H82.5cm

② ハイトタイプ

¥31,500 (非課税)
品番:SAWGHR 重量:5.0kg
収納時サイズ:W66×D13.5×H91.5cm

③ ミニタイプ

¥31,500 (非課税)
品番:SAWGSR 重量:4.5kg
収納時サイズ:W62×D13.5×H75cm

■使用方法


●2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。

- 1 歩行器左右のグリップをしっかりと握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。



屋外での使用には特におすすめ

ご自宅やデイサービスセンターから、車に乗るまでのちょっとした距離に手すりが無い場合などの、屋外での移動に特におすすめ。ワイド幅のタイヤが地面にしっかり接地し、溝などにもはまりにくく、スイングキャスターとツインゴムキャスター付きストッパーがスムーズな歩行をサポートします。Lタイプの後継機種として発売しているので、屋外での使用には特におすすめの歩行器です。



※簡略化したイラストです。

品番	①グリップ全幅	②グリップ内幅	③高さ	④下段グリップ高さ	⑤全幅		⑥奥行き
					前側	後側	
② ハイトタイプ	48	44	88.5~98.5	50~60	61.5~62.5	68.5~69.5	57~59
③ ミニタイプ	44	40	72~82	44.5~54.5	57.5~58.5	64.5~65.5	55~57

	商品名	品番	希望小売価格	JAN	TAIS	
①	セーフティーアームウォーカー Gタイプ	SAWGR	¥31,500 (非課税)	4515914-201178	00465-000038	③
②	セーフティーアームウォーカーハイ Gタイプ	SAWGHR		4515914-302905	00465-000046	④
③	セーフティーアームウォーカーミニ Gタイプ	SAWGSR		4515914-201277	00465-000027	③

【材質】本体:アルミ、センターシャフトのみスチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:合成ゴム(4インチ)
※固定式歩行器用の脚先パイプセットは付属されておりません。

「セーフティーアーム」は株式会社イーストアイの登録商標です。