

手すりについて

朝起きるとき・トイレに行くとき・お風呂に入るときなど、座ったり、立ち上がったり、1日に何回するのでしょうか？立ち座りの動作には、膝や腰への負担がかかります。また、立ち上がりの動作の際にバランスを崩すことも考えられます。手すりを使うと、膝・腰への負担が軽減され、バランス保持もでき、動作しやすくなります。壁や床に工事せずに取り付けることで、スマートな生活をサポートします。

浴槽につける



浴槽への出入りの際、縁をまたぐことは高齢者にとって大変な動作です。手すりを使用することで、しっかり握ることができ、また、荷重をかけやすく、浴槽への出入りをサポートします。浴槽の縁は材質や形状、厚みがそれぞれです。イースタアイのNEWバスアームステンレスは浴槽の縁幅に合わせて、2タイプをご用意しました。浴室のお掃除も、手すりは取り外しがかんたんなので、じゃまになりません。

参照 **P.39**


家具調ベッドにつける



ご家庭のいつも寝ているご自分のベッドに手すりを取り付けると起き上がりやベッドからの立ち上がり、また、歩き出しなどの動作に便利です。手すりがないと、腰や膝などに負担がかかります。イースタアイのセーフティーベッドアームシリーズは、ベッドの高さなどに応じて、2機種より選択できます。ベルトをベッド胴囲に巻き付けて固定するタイプなので取り外しがかんたんです。

参照 **P.40**

洋式トイレにつける



ご家庭のトイレで排泄するときには、脚や膝などに負担がかかります。その負担を軽減し、立ち座りの動作をサポートするために洋式トイレに手すりを取り付けると大変便利です。イースタアイのトイレの手すりシリーズは、壁や床などの穴開け工事は一切不要で組み立て・取り付け・設置ができます。穴開け工事などができない賃貸住宅などにもおすすめです。メンテナンスが楽な手すりを取り付けて、ご自身の排泄サポートに、また、レンタル業者様のスムーズな作業などに、ぜひご活用ください。

参照 **P.41・42**




NEWバスアームステンレス

介護保険適用
購
購入対象

かんたん
取付
工具不要

湯気の中でも目立つオレンジカラー、滑りにくいマット塗装の手すりが入浴をサポート。



① スタンダードタイプ
¥13,500 +税
品番:FAS 重量:2.4kg
取付可能浴槽縁幅:5~13cm

② ワイドタイプ
¥14,500 +税
品番:FASW 重量:2.5kg
取付可能浴槽縁幅:12.5~20.5cm

ご家庭の
バスタブも
OK!

ご家庭でも
使いやすい
機能が満載



手すりを付けたままフタができ、浴槽の内側が斜めでも取り付けできます。



取り付け部分は浴槽にやさしく、滑りにくいゴムマット付きです。



大型ハンドルで締めるだけ。工具なしで取付・取外しができます。

さびに強い
ステンレス製



グリップ

**滑りにくい
特殊塗装**

【商品名：NEWバスアームステンレス】

タイプ	品番	希望小売価格	JAN	TAIS
① スタンダード	FAS	¥13,500+税	4515914-200386	00465-000015
② ワイド	FASW	¥14,500+税	4515914-200485	00465-000035

【材質】本体：ステンレス(粉体塗装)、ハンドル：樹脂

※ご注文時は、商品名とタイプをご指定ください。