


セーフティーベッドアーム

ご家庭のベッドに工事なしで、ベルトを使用して取り付ける手すり。

貸 介護保険適用
レンタル対象

要組立 専用工具付



¥17,500 +税


品番:MB20 重量:7.3kg

手すり
高さ **72.5cm**


取付方法

- 1 特別な工具や穴あけは不要。付属のレンチでかんたん組み立て。
- 2 ベッド台とマットレスの間に取り付けます。
- 3 ベッドの高さに応じて取り付けベースを上下にスライドさせて固定します。
- 4 ベッド高さ10cmから50cmのベッドに取り付けできます。

詳細資料がございましたら、
ご興味のあるお客様は、
ご用命ください。



手すり本体



【横図】

固定ベルト
(2.5m)

ベッド側板

ベッド台の高さに応じて
取り付けベースを上下に
スライドします。

※特殊寝台及びセミダブル以上のベッドには取り付けできません。
※マットレスのないベッドには取り付けできません。

商品名	品番	希望小売価格	JAN	TAIS	
セーフティーベッドアーム	MB20	¥17,500+税	4515914-200157	00465-000029	③

[セット内容(材質)] 手すりパイプ(スチール、グリップ:発泡ゴム)、ベース部、床プレート(スチール粉体塗装)、固定用木ねじ×4、バックル付き固定用2.5mベルト×2、組立用六角レンチ