

イーストアイ 福祉用具カタログ

**EAST I**  
EAST I. CO., LTD.

# Happy Human Life

vol.46



# New

## セーフティーアーム® ロレータ ラ・パーチェ

ブレーキワイヤーを本体フレームに内蔵したコンパクトでスタイリッシュな歩行車。  
男性にも女性にもおすすめなライトグレーとブラックのツートンカラー。

貸

介護保険適用  
レンタル対象



### ¥49,000

(税込価格¥53,900)  
品番:RS6270 重量:6.9kg  
収納時サイズ:W26×D61×H80cm

使用者身長(目安)

**155~180cm**程度

車輪サイズ

前輪... **8インチ** (20cm)

後輪... **8インチ** (20cm)

座面サイズ

(幅) **33×** (奥行) **21cm**

バッグ

最大  
積載量 **3kg** W27×D14×H20cm

ライトグレー

洋服に  
合わせやすいので、  
お出かけも  
楽になります！



← **52cm** →



← **61cm** →

### 小回りがきく コンパクトサイズ

全幅と奥行きがコンパクトだけでなく、ブレーキワイヤーも本体フレームに内蔵されているので、ご家庭内でもブレーキワイヤーの引っかかりがなくスムーズな歩行をサポートします。コンパクトですがハンドル高さは90cmなので、背が高い方にもおすすめです。







室内・屋外用



バッグ・座面付き



ハンドルグリップ



コンパクト (52cm)



ハンドル調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。(詳細はP.3～6を参照ください。)



波型グリップ



ハンドル  
ブレーキ



反射板



スイング  
キャスター



コンパクト収納

## 1 高さ調節

ハンドルの高さは PUSH ボタンでかんたんに調節できます。



## 2 ブレーキ

自分のペースで歩行をサポートするハンドルブレーキ。レバーを下げるとパーキングブレーキをかけられます。

## 3 グリップ

面で支える握りやすいグリップ。

## 4 ブレーキワイヤー内蔵

ブレーキワイヤーの引っかかりを防ぐ内蔵タイプ。見た目もすっきりするので、おしゃれな歩行車をお探しの方にもおすすめです。



## 5 座面と背もたれ

座面と背もたれが付いているので、座って休憩できます。背もたれは高さ調整可能。



## 6 ティッピングバー

段差などで前輪を持ち上げる際に便利。



## 8 バッグ

小物の持ち運びに便利なメッシュのバッグが付いています。反射板付き。



## 9 折りたたみ時に自立

座面の折りたたみ紐を引くだけで、かんたんに薄型に折りたたみができます。自立するので保管にも便利です。ワンタッチで折りたたみ状態を保持できるストッパー付き。



## 10 杖ホルダー

杖をワンタッチで固定できるので手間がかからずに付け外しができます。杖ホルダーは工具不要で左右どちらにも取り付け可能。



| 商品名                 | 品番     | 希望小売価格              | JAN            | TAIS         |   |
|---------------------|--------|---------------------|----------------|--------------|---|
| セーフティーアームロータ ラ・バーチェ | RS6270 | ¥49,000 (税込¥53,900) | 4515914-400250 | 00465-000123 | ■ |


【材質】 本体:アルミ(一部スチール)、グリップ:合成ゴム、座面:ウレタン、タイヤ:合成ゴム、バッグ:ポリエステル

# セーフティーアーム®から始めよう。

「セーフティーアーム」は株式会社イーストアイの登録商標です。イーストアイの歩行器・歩行車はすべて、「セーフティーアーム®シリーズ」となります。

## セーフティーアーム®シリーズが必要な方は・・・

＼ つたい歩きに不安を感じる方 /



＼ 両手でステッキを使用している方 /



＼ 脚のリハビリをしたい方 /



## 歩くことは大切です！

不安定な歩行により、転倒する危険をおそれて使い始める車いす生活は、次第に筋力が衰え、立つことも歩くこともままならなくなり、廃用症候群などにつながるおそれがあります。自立歩行が不安な場合、歩行器がサポートします。「立つ力」や「歩く力」をリハビリしましょう。歩行器を使用すると脚だけでなく歩行器を持ち上げたり、グリップを握ることで手のリハビリにもなります。また、歩くことで脳が刺激されると、お腹が空いてご飯が美味しくなり、意欲が増えて「○○したい」という欲求が出てきます。自分でできることが増えるとそれが楽しみとなり、生活にメリハリがでます。歩行器でリハビリしましょう。



## セーフティーアーム®シリーズの使用条件

### 条件 1

グリップや  
ハンドルを  
しっかり握る

### 条件 2

左右均一に  
荷重をかける

### 条件 3

平らな場所で  
使用する

### 歩行器の使用条件を守って正しく使いましょう

歩行器は歩行をサポートするだけでなく、ご利用者様の活動範囲を広げ、心身の健康を維持する大きな役割もあります。選び方や使い方がご利用者様に合っていないと転倒の原因につながることもあります。取扱説明書をよく読み、ご利用者様だけでなく、ご家族、介助される方も歩行器の正しい取り扱い方法をご確認の上、ご使用ください。

### 歩行器を選ぶ前に 専門家に相談しましょう

お身体に合わない歩行器を使用すると症状の悪化や転倒の原因となるおそれもあります。歩行器を選ぶ・高さを決める際は医師・理学療法士・ケアマネジャー・福祉用具専門相談員・介護福祉士などにご相談ください。

### 使用環境の整備も忘れずに

室内で使用する場合、毛足の長い絨毯はキャスターに絡まる、敷居などのちょっとした段差でも歩行器がスムーズに移動できない原因になります。また、壁や家具などに歩行器がぶつかりキズをつけてしまうこともあります。使用環境の整備と動線の確保、壁や家具の保護などもご提案ください。



歩行器 or 歩行車  
どっちを選ぶ?!



## セーフティーアーム®シリーズの選び方

### 使用目的

リハビリ用・お買い物用・通院用・施設での使用・家事サポートなど目的により歩行器・歩行車を選択しましょう。「かご付き」・「バッグ付き」・「座面付き」など、ご利用者様の使用目的に合う歩行器・歩行車を選択してください。

### 使用場所

歩行器・歩行車にはタイヤの材質やサイズなどによって、「室内専用タイプ」と「室内・屋外用両用タイプ」があります。室内で使用するのか、屋外で使用するのかにより選択できる歩行器・歩行車が変わりますので、使用する場所を確認してください。



室内専用



室内・屋外用

## セーフティーアーム®シリーズの便利な機能

### 本体サイズ

本体サイズが選べるタイプもあります。



サイズあり



### 高さ調節

パイプをスライドさせて高さを調節します。



脚先調節



ハンドル調節




### コンパクトに折りたたみ

持ち運びや収納、車への積載にも便利です。



コンパクト収納



### ハンドル形状

セパレートタイプのグリップや波形グリップ、縦型のグリップがあります。



セパレートグリップ

波形グリップ

縦型グリップ

### 2段グリップ

床からの立ち上がりに便利な下段グリップ付き。



2段グリップ



### 丈夫な25mmパイプ

本体フレームには丈夫な25mmの太パイプを使用。



25mmパイプ



### キャスター

前輪が360°回転するスイングキャスターは小回りがきき、スムーズな歩行をサポートします。



スイングキャスター



ストレートキャスター



### ブレーキ

荷重ブレーキとハンドルブレーキがあります。



ハンドルブレーキ



荷重ブレーキ



### 座面

長距離移動時など腰掛けて休憩できます。



座面付き



### かご・バッグ

荷物の持ち運びに便利。お買い物や家事支援にも。



かご付き



バッグ付き



### 反射板

屋外で使用する歩行車には反射板が付いています。夕暮れ時や夜道などで歩行者をアピールします。



反射板



# セーフティーアーム®は全部で約

リハビリにより歩行する力が向上するなど、お身体の状態が変わると、使いやすい歩行器も変わります。リハビリから日常生活へ・・・お身体の状態・使用場所・目的などに合わせ、よりご利用者様に合った歩行器を選択しましょう。

|                      | 商品名                           | 使用場所                                                                                                          | グリップ                                                                                                        | ブレーキ                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歩行訓練に                | セーフティーアームウォーカー                |  室内・屋外<br>両用                 |                          | —                                                                                                                                      |
|                      | セーフティーアームウォーカーCタイプ            |  室内専用                       | セパレート<br>グリップ                                                                                               |  荷重<br>ブレーキ                                         |
|                      | セーフティーアームウォーカーMタイプ            |                                                                                                               | ドライバーで簡単に交換<br>できます。下段グ<br>リップ付き。                                                                           | 上から歩行車に荷重が<br>かかるとストッパーが<br>作動します。                                                                                                     |
|                      | セーフティーアームUXタイプウォーカー           |                                                                                                               |  縦型グリップ<br>下段グリップ付き。     |  ハンドル<br>ブレーキ<br>ブレーキを握ると作動<br>します。                 |
| 通院・お散歩に              | セーフティーアームウォーカーGタイプ            |  室内・屋外<br>両用              |                         |  荷重<br>ブレーキ                                        |
|                      | セーフティーアームウォーカーLタイプ            |                                                                                                               | セパレート<br>グリップ                                                                                               | 上から歩行車に荷重が<br>かかるとストッパーが<br>作動します。                                                                                                     |
|                      | セーフティーアーム<br>Vタイプウォーカーシリーズ    |                                                                                                               | ドライバーで簡単に交換<br>できます。下段グ<br>リップ付き。                                                                           |                                                                                                                                        |
| 家事支援に                | セーフティーアームロレータキャリー<br>大型タイヤタイプ |  室内・屋外<br>両用              |  波型グリップ                |  ハンドルブレーキ<br>ブレーキを握ると作動<br>します。パーキングブ<br>レーキ付きです。 |
|                      | セーフティーアームロレータSPタイプ            |                                                                                                               | 面で支える形状で手の<br>平にフィット。手に優し<br>いグリップです。                                                                       |                                                                                                                                        |
| 休憩も<br>できる<br>長距離移動に | セーフティーアームロレータ ラ・パーチェ          |  セーフティーアーム<br>ロレータ ラ・パーチェ |  セーフティーアーム<br>ロレータポケット |  セーフティーアーム<br>Vタイプウォーカー<br>スリムタイプ                 |
|                      | セーフティーアームロレータ                 |                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        |
|                      | セーフティーアームロレータポケット             |                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        |
|                      | セーフティーアーム<br>ロレータポケットグランデ     |                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                        |

# 40種類



| キャスター                                                                                                                                     | 折りたたみ                                                                                                                      | 高さ調節                                                                                                                              | 荷物の持ち運び                                                                                                  | 座面                                                                                    | サイズ |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| —                                                                                                                                         | —                                                                                                                          | —                                                                                                                                 | —                                                                                                        | —                                                                                     | 5   | 詳細はP.27へ    |
|  <b>ストレート<br/>キャスター</b><br>ゆっくり歩行される方に。                    |                                           |                                                  | —                                                                                                        | —                                                                                     | 5   | 詳細はP.28へ    |
| —                                                                                                                                         | <b>コンパクト収納</b><br>左右のフレームを交互に折りたたみます。                                                                                      | <b>脚先調節</b><br>脚先のプッシュボタンで5段階に調節できます。                                                                                             | —                                                                                                        | —                                                                                     | 5   | 詳細はP.29へ    |
| —                                                                                                                                         |                                          |                                                 | —                                                                                                        | —                                                                                     | 2   | 詳細はP.32へ    |
|  <b>スイング<br/>キャスター</b><br>360度回転するので、小回りがきき、方向転換がスムーズです。 | —                                                                                                                          | —                                                                                                                                 |                        | —                                                                                     | 3   | 詳細はP.30へ    |
| —                                                                                                                                         | <b>セーフティーアーム<br/>Vタイプウォーカー<br/>スリムタイプ</b>                                                                                  | <b>セーフティーアーム<br/>ウォーカーMタイプ</b>                                                                                                    | —                                                                                                        |    | 3   | 詳細はP.31へ    |
| —                                                                                                                                         | —                                                                                                                          | —                                                                                                                                 | <b>セーフティーアーム<br/>ロータキャリー<br/>大型タイヤタイプ</b>                                                                | <b>セーフティーアーム<br/>ロータポケットグランデ</b>                                                      | 4   | 詳細はP.17~20へ |
|                                                         |  <b>コンパクト収納</b><br>奥行きがコンパクトになる折りたたみです。 |  <b>ハンドル調節</b><br>ハンドル部をスライドさせて、高さ調節用ノブで固定します。 |  <b>かご</b><br>25kgまで。 | —                                                                                     | 1   | 詳細はP.14へ    |
| —                                                                                                                                         |  <b>コンパクト収納</b><br>幅がコンパクトになる折りたたみです。   |  <b>ハンドル調節</b><br>プッシュボタンで5段階に調節できます。          |  <b>かご</b><br>15kgまで。 | —                                                                                     | 1   | 詳細はP.13へ    |
| —                                                                                                                                         | —                                                                                                                          | —                                                                                                                                 |  <b>バッグ</b><br>3kgまで。 |  | 1   | 詳細はP.1~2へ   |
| <b>セーフティーアーム<br/>ロータポケットグランデ</b>                                                                                                          |  <b>コンパクト収納</b><br>奥行きがコンパクトになる折りたたみです。 |  <b>ハンドル調節</b><br>ハンドル部をスライドさせて、高さ調節用ノブで固定します。 |  <b>かご</b><br>5kgまで。  | <b>座面付き</b><br>座面が独立しているので、いつでも座ることができます。                                             | 2   | 詳細はP.15~16へ |
| —                                                                                                                                         | —                                                                                                                          | —                                                                                                                                 |  <b>バッグ</b><br>3kgまで。 | —                                                                                     | 1   | 詳細はP.11~12へ |
| —                                                                                                                                         | —                                                                                                                          | —                                                                                                                                 |  <b>バッグ</b><br>5kgまで。 | —                                                                                     | 1   | 詳細はP.9~10へ  |



# セーフティーアーム® ロレータシリーズ

## ■コンパクトタイプ



小

運ぶ



「歩く」はもちろん  
「運ぶ」をサポート

お買い物はもちろん、ゴミをゴミ捨て場まで運んだり、洗濯物を物干し場まで運んだり、デイサービスなどへ行く際に健康ファール、くつ、お風呂道具などを運んだり、日常生活にあるたくさんの「運ぶ」をサポートします。歩行だけでなく家事支援もできる歩行車です。用途に合わせてバッグ、かごのサイズをチェックしてください。

### スタンダードタイプ




家事支援にも

飲み物や調味料などの重たい物やトイレトーパーやティッシュなどのかさばる物運ぶ

洗濯機から物干し場、物干し場から居室まで、洗うと重く、乾くとかさばる洗濯物を運ぶ

缶やペットボトル、たまった新聞紙や段ボールなど回収場所まで運ぶ



コンパ

取り回しがしやすいコンパ奥行きもコンパクトな歩行です。支持面積が広く安定場合は、「ロレータ大型タイプタイヤタイプ」などの大すめです。

### ロレータポケット



### ロレータ ラ・パーチェ



シンプルカラー

「見た目」も大事なポイントです。自動車でも人気で飽きのこない、おしゃれなシンプルカラーをラインアップしています。



ハンドルブレーキ付き

レバーを握ると作動、レバーを下げるとブレーキロックできます。自転車と同じように操作できる、やわらかブレーキです。



高さ調

高さ調節ノブを外して調節で調節するタイプがあり締め付け固定ができ、プッシュで調節できるので便利です。



歩行のサポートはもちろん、お買い物・家事・お散歩などの目的・身体状況・使用環境に合わせて、コンパクトタイプ・バッグ付き・特大かご付き・座面付き・オフロードタイヤタイプなど、様々な機能のついたラインアップをご用意いたしました。

## ■スタンダードタイプ



かご 5kgまで



かご 5kgまで



かご 15kgまで



かご 25kgまで

## 容量



## コンパクトタイプ

コンパクトなサイズ。幅はもちろん、車は室内使用にもおすすめの感がある歩行車をお探しの「プ」や「ローレータキャリー大型」サイズの歩行車がおす



52cm



61cm



## いつでもどこでも座れる 座面付き

バッグやかごに荷物を入れたまま、いつでも座りたいときに腰掛けて休むことができる独立した座面です。信号待ちの時などの短い時間でもサッと座ることができます。

### ローレータポケット



ローレータ ラ・パーチェ

### ローレータポケットグランデ



クッション  
付き



※「ローレータキャリー大型タイヤタイプ」に座面は付いていませんが、特大かごなので小さな折りたたみイスを運ぶこともできます。



## 折りたたみ

コンパクトに折りたたむことができます。収納、持ち運び、車への積み込みなどに便利。折りたたみ時に広がらないようにするロック機能付きです。特にラ・パーチェは安定して自立するので、玄関先での保管にも便利です。



## 節

するタイプと、プッシュボタます。ノブタイプはしっかりュボタンタイプはワンタッチ



## 大型でワイド幅のタイヤ

溝などにもはまりにくく安心なタイヤです。前輪は360°回転するスイングキャスターで小回りがききます。



360°回転



ワイド幅



## 波形グリップ

握りやすい波形形状のグリップに手のひら全体で包み込むように握ることができるので、長距離の歩行でも疲れにくいグリップです。





# セーフティーアーム® ロータポケットグランデ

貸

介護保険適用  
レンタル対象

ハンドル高さは最大93cmなので男性も使用しやすく、コンパクトサイズで小回りもききます。

取り外しが可能な大容量のトートバッグ、いつでも座れるクッション付き座面が付いたシャイニングホワイトカラーの歩行車。



¥49,000

(税込価格¥53,900)  
品番:RS5390 重量:6.8kg  
収納時サイズ:W50×D38×H86cm

使用者身長(目安)

150~185cm 程度

車輪サイズ

前輪...8インチ(20cm)

後輪...6インチ(15cm)

座面サイズ

(幅)34×(奥行)24.5cm

バッグ

最大積載量 5kg W38×D10×H36cm

シャイニングホワイト

モデルの身長は約185cm。  
ハンドル高さが93cmまで  
高くなるので、高身長のご  
利用者様にもご使用戴きや  
すいサイズです。

93  
cm

身長  
約185cm



## 小回りがきくコンパクトサイズ

ご家庭内の廊下やお手洗いなど、限られたスペースで歩行車を使用する際、小回りがきくコンパクトサイズです。幅だけでなく奥行きもスリムなので、方向転換や曲がる動作もスムーズ。もちろん、お散歩など屋外使用にもおすすめです。





室内・屋外用



バッグ・座面付き



ハンドルグリップ



コンパクト(50cm)



ハンドル調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。(詳細はP.3～6を参照ください。)



波型グリップ



ハンドル  
プレーキ



反射板



スイング  
キャスター



コンパクト収納

## 大容量で取り外し可能なバッグとクッション付き座面

### 取り外しができる 大容量バッグ




デイサービスなどへ行く際はご利用者様が、履き物や衣類、日用品をはじめ、入浴・洗面道具、お気に入りの趣味道具など、色々な荷物を持って出かけます。バッグは大容量なので、たくさんの荷物を収納できます。もちろん、お買い物やお散歩など、日常も多目的にサポートします。

バッグはバックルでかんたんに取り外しができます。お買い物などから帰宅後の玄関で、歩行車からバッグを取り外し、バッグのまま荷物を家の中へ運ぶこともできます。



持ち手の長さを調整でき、手さげ、肘掛け、肩掛けとしても使用できます。

### 座面にクッションが 付きました



長時間腰かけていてもお尻が痛くなりにくいクッションが付きました。歩き疲れた時、ご自身のタイミングでいつでも休憩できます。イスを探す手間や、座るために荷物を動かす手間もありません。



### コンパクト 自立式 収納

バッグを付けたまま、薄型に折りたたむことができるので、収納・持ち運び・車への積み込みなどに便利。折りたたみ時も自立します。



| 商品名                   | 品番     | 希望小売価格             | JAN            | TAIS         |   |
|-----------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|---|
| セーフティーアームローレタポケットグランデ | RS5390 | ¥49,000(税込¥53,900) | 4515914-400137 | 00465-000113 | — |

〔材質〕 本体:アルミ(一部スチール)、グリップ:合成ゴム、座面:ウレタン、タイヤ:合成ゴム、バッグ:ポリエステル

# セーフティーアーム® ロレータポケット

貸

介護保険適用  
レンタル対象

持ち物を収納しやすいポケットと、いつでも座れる座面の付いたコンパクトサイズのセーフティーアームロレータ。ポケットはスマートフォンなど小物の収納に便利です。色は男女ともに使いやすい「イーストアイブルー」です。



¥32,000

(税込価格¥35,200)  
品番:RS5470 重量:6.2kg  
収納時サイズ:W46×D39×H82cm

使用者身長(目安)

145~170cm 程度

車輪サイズ

前輪... 8インチ (20cm)

後輪... 6インチ (15cm)

座面サイズ

(幅) 36×(奥行) 24cm

バッグ

最大  
積載量 3kg W30×D12×H30cm

イーストアイブルー



## 小回りがきく コンパクトサイズ

全幅46cm、奥行52cmとかなりコンパクトサイズ。屋外はもちろん、ご自宅など限られたスペースでの使用にも便利、使う場所を選びません。コンパクトサイズでもハンドル高さは、74~86.5cmと高めの歩行車です。







室内・屋外用



バッグ・座面付き



ハンドルグリップ



コンパクト(46cm)



ハンドル調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。(詳細はP.3～6を参照ください。)



波型グリップ



ハンドル  
プレーキ



反射板



スイング  
キャスター



コンパクト収納

## お出かけに便利なポケット付きバッグと独立した座面

### 小物も収納しやすいバッグ



開閉しやすい面ファスナー付き

ドリンク  
ホルダー付き

ドリンクホルダーが付いたメインバッグには、最大3kgの荷物を収納できます。身体側に大・小ポケットが付いているので、歩行器を使っている時でも、小物を取り出しやすく便利です。スマートフォンなどよく使う小物などは、大・小ポケットに入れておくと、必要な時にさっと取り出すことができます。

#### 【大・小ポケット】



開閉しやすい  
面ファスナー付き

### ちょっとした休憩に 便利な座面



独立した座面が付いています。歩き疲れた時、ご自身のタイミングで、いつでも腰かけて休憩できます。イスを探す手間や、座るために荷物を動かす手間もかかりません。



自立式

#### コンパクト収納

バッグを付けたまま、薄型に折りたたむことができるので、収納・持ち運び・車への積み込みなどに便利。折りたたみ時も自立します。



| 商品名              | 品番     | 希望小売価格             | JAN            | TAIS         |   |
|------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|---|
| セーフティーアームロータポケット | RS5470 | ¥32,000(税込¥35,200) | 4515914-300291 | 00465-000111 | — |

【材質】 本体:アルミ(一部スチール)、グリップ:合成ゴム、座面:ABS、タイヤ:合成ゴム、バッグ:ポリエステル



# セーフティーアーム® ロータSPタイプ

貸  
介護保険適用  
レンタル対象

お買い物・洗濯物の持ち運び・ゴミ出しなど、生活の「運ぶ」を多目的にサポートする特大かご付き歩行車です。特大かごと座面が独立しているの、荷物をたくさんかごにのせても、いつでも腰かけて休むことができます。



室内・屋外用



特大かご・座面付き



ハンドルグリップ



コンパクト  
(50cm)



ハンドル調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。  
(詳細はP.3～6を参照ください。)



波型  
グリップ



ハンドル  
ブレーキ



反射板



スイング  
キャスター



コンパクト  
収納

## ¥44,000

(税込価格¥48,400)

品番:RSP 重量:8.8kg

収納時サイズ:W50×D34.5×H80cm

使用者身長(目安)

**145～170cm** 程度

車輪サイズ

前輪・・・**8インチ**(20cm)

後輪・・・**6インチ**(15cm)

座面サイズ

(幅)**36×**(奥行)**24cm**

かご

最大  
積載量 **15kg** W47×D32×H22cm



マーブルグリーン



**コンパクト収納**

収納・持ち運び・車への  
積み込みなどに便利。



## お買い物などに便利な特大かごと独立した座面

### たっぷり入る特大かご



スーパーのショッピングカゴをそのままのせることができ、歩行車のままお買い物できます。ショッピングカートに持ち換える手間、荷物を積み替える手間、カート置き場に返却する手間などがありません。



### ちょっとした休憩に便利な座面



歩き疲れた時、信号待ちの時、友達とついつい話込んでしまった時・・・かごに荷物をのせたまま、いつでも腰かけて休憩できます。イスを探す手間や、座るためにかごから荷物を動かす手間もかかりません。

| 商品名               | カラー      | 品番  | 希望小売価格             | JAN            | TAIS         |   |
|-------------------|----------|-----|--------------------|----------------|--------------|---|
| セーフティーアームロータSPタイプ | マーブルグリーン | RSP | ¥44,000(税込¥48,400) | 4515914-300260 | 00465-000068 | — |

【材質】 本体:アルミ(一部スチール)、グリップ:合成ゴム、座面:ABS、タイヤ:合成ゴム

# セーフティーアーム® ロレータキャリー 大型タイヤタイプ

貸  
介護保険適用  
レンタル対象

25kgまでの荷物をのせることができる特大かごと10インチのオフロードタイヤが付いた歩行車。「歩く」だけでなく「運ぶ」もサポートします。



室内・屋外用



特大かご付き



ハンドルグリップ



コンパクト  
(51cm)



ハンドル調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。  
(詳細はP.3~6を参照ください。)



波型  
グリップ



ハンドル  
ブレーキ



反射板



スイング  
キャスター



コンパクト  
収納

## ¥70,000

((税込価格¥77,000))

品番:RSCA 重量:12kg

収納時サイズ:W51×D46×H84cm

使用者身長(目安)

**160~185cm** 程度

車輪サイズ

前輪... **10インチ** (25cm)

後輪... **10インチ** (25cm)

かご

最大  
積載量 **25kg** W38×D50×H21cm



マーブルグリーン



**コンパクト収納**

収納・持ち運び・車への  
積み込みなどに便利。

## お買い物などに便利な特大かごとそれを支えるタイヤ

### 最大積載量25kgの特大かご



お米や水・灯油タンクなどの重たいもの、箱ティッシュ・トイレトペーパーなどのかさばるものも運べます。ゴミ袋や新聞紙なども、まとめてゴミ置き場へ運ぶことができるので便利です



### 大型オフロードタイヤ



舗装されていない路面、あぜ道などでも走行しやすいオフロードタイヤです。家庭菜園の収穫などにも便利。



| 商品名                       | カラー      | 品番   | 希望小売価格             | JAN            | TAIS         |   |
|---------------------------|----------|------|--------------------|----------------|--------------|---|
| セーフティーアームロレータキャリー大型タイヤタイプ | マーブルグリーン | RSCA | ¥70,000(税込¥77,000) | 4515914-300482 | 00465-000108 | ■ |

[材質] 本体:アルミ(一部スチール)、グリップ:合成ゴム、タイヤ:ウレタン



# セーフティーアーム® ロレータ

貸

介護保険適用  
レンタル対象

ちょっとしたお買い物などに使いやすい大型かごと、いつでも座れる座面がついたシンプルカラーのロレータ。  
おしゃれなシャイニングホワイトカラーのスタンダードタイプと、男性にもおすすめしやすいブラックカラーの大型タイプ。

## ■スタンダードタイプ



### スタンダードタイプ

**¥35,500**

(税込価格¥39,050)  
品番:RS1190 重量:7.2kg  
収納時サイズ:W50×D49×H81cm

#### 使用者身長(目安)

**130~160cm** 程度

#### 車輪サイズ

前輪...**8インチ**(20cm)

後輪...**6インチ**(15cm)

#### 座面サイズ

(幅)**36×**(奥行)**33cm**

#### かさ

最大積載量 **5kg** W34×D23×H16.5cm

シャイニング  
ホワイト



## ■大型タイプ



### 大型タイプ

**¥39,500**

(税込価格¥43,450)  
品番:RS1320 重量:7.6kg  
収納時サイズ:W55×D50×H92cm

#### 使用者身長(目安)

**150~180cm** 程度

#### 車輪サイズ

前輪...**8インチ**(20cm)

後輪...**6インチ**(15cm)

#### 座面サイズ

(幅)**36×**(奥行)**33cm**

#### かさ

最大積載量 **5kg** W34×D23×H16.5cm

ブラック







室内・  
屋外用



大型かご・  
座面付き



ハンドル  
グリップ



コンパクト



2サイズあり



ハンドル調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。(詳細はP.3～6を参照ください。)



波型グリップ



ハンドル  
ブレーキ



反射板



スイング  
キャスター



コンパクト収納

## 奥行きが広い大型座面とお買い物などに便利な大型かご

### 深くまでしっかり座れる大型座面



奥行きが広くゆったりしている大型座面で、背もたれもカーブ形状なので、円背の方も安心して座ることができます。歩き疲れた時、ご自身のタイミングで、いつでも腰掛けて休憩できます。イスを探す手間や、座るために荷物を動かす手間もありません。



お買い物に行くと  
歩き疲れることもありますね  
座面が付いているので、  
いつでも座ることが  
でき便利です。

### 着脱式の大型かご



大型かごの最大積載量は5kgまで。バッグやお飲み物、めがねケースなどの小物を持ち運べます。ちょっとしたお買い物や、お散歩にもおすすめです。



自立式

### コンパクト収納

収納・持ち運び・車への  
積み込みなどに便利。



|   | 商品名                    | カラー        | 品番     | 希望小売価格             | JAN            | TAIS         |   |
|---|------------------------|------------|--------|--------------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームローレタスタンダードタイプ | シャイニングホワイト | RS1190 | ¥35,500(税込¥39,050) | 4515914-400243 | 00465-000121 | — |
| ② | セーフティーアームローレタ大型タイプ     | ブラック       | RS1320 | ¥39,500(税込¥43,450) | 4515914-400342 | 00465-000122 | ■ |

[材質] 本体:アルミ(一部スチール)、グリップ:合成ゴム、座面:ABS、タイヤ:合成ゴム

# セーフティーアーム® Vタイプウォーカー



## ハンドルブレーキ

手元のレバーを操作してブレーキをかけることができるので、ご自身のペースに合った歩行をサポートします。また、レバーを下げるとパーキングブレーキをかけられるので、イスから立ち上がる際や、移動中に立ち止まる際にも便利です。パーキングブレーキはレバーを握り直すと解除できます。



### 荷重ブレーキが難しい方に

グリップの上から荷重をかける歩行器で、「常に荷重をかけてしまい後脚の脚先ゴムを引きずってしまう」「荷重をかける動作が分からない、難しい」という方にも、ハンドルブレーキタイプはおすすめです。



## 薄型 折りたたみ

プッシュボタンでかんたんに折りたたみできます。シンプルデザインなので、折りたたむ際にかごなどを外す手間もなく、歩行車と比べても薄型になるので、収納や持ち運び、車への積み込みに便利です。



## 前輪は大型の スイングキャスター

前輪は360度回転するので小回りがきき、方向転換がスムーズです。また、シングルキャスターなので、取り回しもしやすく便利です。7インチの大型タイヤは、溝などにはまりにくく、ちょっとした段差もクリアしやすく便利。



7インチ



5インチ

※SAVSは、前後5インチです。



## 夜間に便利な 反射板

歩行者の存在をアピールする反射板付き。夕暮れ時や夜間などにも安心。



## 選べる 4つのサイズ

お身体に合わせた4タイプをご用意しているので、様々な方におすすめです。

詳細はP.19-20へ▶

〈ハイトタイプ〉



〈スリムタイプ〉



〈スタンダードタイプ〉



〈ミニタイプ〉



高

ハンドル高さ

低



## 室内はもちろん 屋外使用もおすすめ！

シルバーカラーの歩行器は、病院で使用するイメージがあります。SAVA(スリム)とSAVH(ハイ)はシックなブラックカラーなので、病院、リハビリのイメージが緩和され男性にも女性にもおすすめ。お洋服にも合わせやすいので、おしゃれな気分でも外出も楽しくなります。



屋  
外

かごや座面が付いていないシンプルなフレーム構造なので、シルバーカーや多機能な歩行車の見た目に抵抗がある方も選びやすい歩行器です。



薄型に折りたたむことができるので、外出時に電車やバスで移動する際にも、他の方の迷惑になりにくくおすすめです。



室  
内

歩行車に比べて奥行きサイズが狭く、お身体をフレームの中に入れて方向転換ができるので、小回りがききます。



歩行器としては珍しいハンドルブレーキタイプなので、様々な身体状況の方がいる施設や病院などに、リハビリ用歩行器の新たなバリエーションとしてもおすすめです。



# セーフティーアーム® Vタイプウォーカー

貸  
介護保険適用  
レンタル対象

室内はもちろん、屋外での歩行もサポートする機能を備え、シンプルな形状の歩行器です。  
お身体や色の好みに合わせて、4タイプから選択できます。お散歩や通院などにもおすすめです。

## ■スリムタイプ



### ①Vタイプウォークースリム

**¥38,000** (非課税)

品番:SAVA 重量:4.9kg  
収納時サイズ:W59×D12×H78cm  
カラー:ブラックのみ

#### 使用者身長(目安)

**145~170cm** 程度

#### 車輪サイズ

前輪... **7インチ** (18cm)

後輪... **5インチ** (12.5cm)

### ②Vタイプウォーカーハイ

**¥38,000** (非課税)

品番:SAVH 重量:5kg  
収納時サイズ:W63×D15.5×H85cm  
カラー:ブラックのみ

#### 使用者身長(目安)

**160~180cm** 程度

#### 車輪サイズ

前輪... **7インチ** (18cm)

後輪... **5インチ** (12.5cm)

## ■ハイトタイプ



### コンパクト収納

収納・持ち運び・車への積み込みなどに便利。



## スリムタイプ・ブラックカラーがおすすめ

スリムタイプはスタンダードタイプと比べて全幅が5cmスリムになりました。ご家庭内の廊下やドアの幅など、限られたスペースでの使用にもおすすめです。本体カラーもお洋服の色に合わせやすく、見た目もおしゃれに使用できるブラックカラーが人気です。



スタンダードタイプ  
よりも

**-5cm**



室内・  
屋外用



ハンドル  
グリップ



4サイズあり



脚先調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。(詳細はP.3～6を参照ください。)



セバレート  
グリップ



ハンドル  
ブレーキ



反射板



スイング  
キャスター



2段  
グリップ



コンパクト  
収納

## ■スタンダード タイプ



## ③Vタイプウォーカー

**¥36,500** (非課税)

品番:SAV 重量:4.9kg  
収納時サイズ:W63×D11×H75cm  
カラー:シルバーのみ

使用者身長(目安)

**145~170cm** 程度

車輪サイズ

前輪・・・**7インチ** (18cm)

後輪・・・**5インチ** (12.5cm)

## ④Vタイプウォーカーミニ

**¥36,500** (非課税)

品番:SAVS 重量:4.4kg  
収納時サイズ:W59.5×D13.5×H71.5cm  
カラー:シルバーのみ

使用者身長(目安)

**135~160cm** 程度

車輪サイズ

前輪・・・**5インチ** (12.5cm)

後輪・・・**5インチ** (12.5cm)

## ■ミニタイプ



**コンパクト収納**

収納・持ち運び・車への  
積み込みなどに便利。



|   | 商品名                   | カラー  | 品番   | 希望小売価格        | JAN            | TAIS         |   |
|---|-----------------------|------|------|---------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームVタイプウォークースリム | ブラック | SAVA | ¥38,000 (非課税) | 4515914-400618 | 00465-000112 | ㊦ |
| ② | セーフティーアームVタイプウォーカーハイ  | ブラック | SAVH | ¥38,000 (非課税) | 4515914-300383 | 00465-000110 | ㊦ |
| ③ | セーフティーアームVタイプウォーカー    | シルバー | SAV  | ¥36,500 (非課税) | 4515914-300116 | 00465-000055 | ㊦ |
| ④ | セーフティーアームVタイプウォーカーミニ  | シルバー | SAVS | ¥36,500 (非課税) | 4515914-300529 | 00465-000103 |   |

【材質】 本体:アルミ、センターシャフトのみスチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:合成ゴム

※セーフティーアームVタイプウォーカーには、セーフティーアームウォーカーシリーズ専用アクセサリなどの取り付け・共有できません。



# セーフティーアーム<sup>®</sup>ウォーカーは全部で

本体5サイズと専用サクセサリー5タイプの組み合わせで21種類のセーフティーアームウォーカーとなります。お身体の状態に合わせて専用アクセサリを

薄いオレンジ地の歩行器は室内専用です。

## 固定式

歩行器の基本。4脚全てに脚先ゴムが付いています。  
介護保険ではレンタルと購入を選択できます。

## Cタイプ

少しずつ歩行される方におすすめ。  
ストレートキャスターで動きに制限をかけたタイプ。

## M

360°スイングキ  
3インチタイヤなの  
敷居などで持

### スタンダード

#### SAWR

- 重量  
**2.8kg**
- 使用者身長(目安)  
**130~150cm**程度



#### SAWCR

- 重量  
**3.1kg**
- 使用者身長(目安)  
**140~160cm**程度



#### SAWMR

- 重量  
**3.5kg**
- 使用者身長(目安)  
**140~165cm**程度

### スリムタイプ

#### SW5110/ SW5120

- 重量  
**2.7kg**
- 使用者身長(目安)  
**130~150cm**程度



#### SW5210/ SW5220

- 重量  
**2.9kg**
- 使用者身長(目安)  
**140~160cm**程度



#### SW5310/ SW5320

- 重量  
**3.3kg**
- 使用者身長(目安)  
**140~165cm**程度

### ミニタイプ


#### SAWSR

- 重量  
**2.7kg**
- 使用者身長(目安)  
**115~135cm**程度



#### SAWCSR

- 重量  
**2.9kg**
- 使用者身長(目安)  
**125~145cm**程度



#### SAWMSR

- 重量  
**3.3kg**
- 使用者身長(目安)  
**130~150cm**程度

### SSタイプ

#### SAWSSR

- 重量  
**2.5kg**
- 使用者身長(目安)  
**115~135cm**程度



#### SAWCSSR

- 重量  
**2.7kg**
- 使用者身長(目安)  
**125~145cm**程度



#### SAWMSSR

- 重量  
**3.1kg**
- 使用者身長(目安)  
**130~150cm**程度

### ハイタイプ

#### SAWHR

- 重量  
**3kg**
- 使用者身長(目安)  
**145~170cm**程度



#### SAWCHR

- 重量  
**3.3kg**
- 使用者身長(目安)  
**155~180cm**程度



#### SAWMHR

- 重量  
**3.7kg**
- 使用者身長(目安)  
**160~185cm**程度

# 21タイプ

付け替えることができます。

## ■高さの決め方

基本的には、脚の付け根部(大転子)や手首の突起部(尺骨形状突起)の高さに合わせてグリップ高さを調節します。しかし、円背の方がこの合わせ方をすると、グリップが高すぎて歩行器にうまく力がかけられず、手首や肘に負担がかかることもあります。また、グリップが低すぎると円背が進んでしまう可能性も。グリップを握り、肘が軽く曲がるくらい(角度約30~40度)に高さを調節すると歩行器に荷重をかけやすくなります。また、屋外で使用する場合、靴の有無で使用感が変わりますので、靴を履いた状態で高さ調節してください。

## タイプ

ヤスターで小回りがききます。  
で他のタイプと比べると軽量。  
ち上げる場合におすすめ。

## Gタイプ

360° スイングキャスターとダブルキャスター付きストッパー。  
ワイド幅のタイヤで屋外の使用におすすめ。  
重量があるので安定感が高めます。

## Lタイプ

360° スイングキャスターは、  
段差を乗り越えやすい5インチタイヤ。



### SAWGR

- 重量  
**4.8kg**
- 使用者身長(目安)  
**155~175cm**程度



### SAWLR

- 重量  
**3.8kg**
- 使用者身長(目安)  
**155~175cm**程度



### SAWGSR

- 重量  
**4.5kg**
- 使用者身長(目安)  
**140~165cm**程度



### SAWLGR

- 重量  
**3.7kg**
- 使用者身長(目安)  
**140~165cm**程度



### SAWGHR

- 重量  
**5kg**
- 使用者身長(目安)  
**170~190cm**程度



### SAWLHR

- 重量  
**4kg**
- 使用者身長(目安)  
**170~190cm**程度



# セーフティーアーム® ウォーカーシリーズについて

- セーフティーアームウォーカーシリーズは、支持面積が大きく安心感のある歩行器です。
- 基本の固定式歩行器は、脚のリハビリはもちろんのこと、歩行器を持ち上げて使用するので手のリハビリにもなります。
- 薄型に折りたたみができるので、収納・持ち運びに便利です。
- 高さは脚先のプッシュボタンで2.5cmずつ5段階に調節できます。
- 本体は5サイズ、脚先アクセサリも5タイプの組み合わせで付け替えもできます。
- 歩行用の上段グリップと床からの立ち上がりに便利な下段グリップ付き。
- 本体フレームには丈夫な25mmパイプを使用しています。

## 1 基本の固定式



### ■使用方法



グリップをしっかりと握り、歩行器を持ち上げて前に出す

身体を前に動かす

## 2 Cタイプ(2脚2輪歩行器)

＼ ゆっくり歩行 ＼



**一方向に動く  
ストレートキャスター**  
一方向に固定されているのでゆっくり歩行できます。方向転換は歩行器とお身体を少しずつ動かします。



**荷重がかかると  
ストッパーが作動**  
荷重をかけた状態(ストッパーが作動した状態)で歩行器を無理に動かさないでください。

### ■使用方法



グリップをしっかりと握り、後脚を少し持ち上げて前に出す

ストッパーを作動させて、身体を前に動かす

## 3 M・G・Lタイプ(4脚4輪歩行器)

＼ スムーズ歩行 ＼



**360°回転するので  
方向転換もスムーズ**



**荷重がかかると  
ストッパーが作動**  
荷重をかけた状態(ストッパーが作動した状態)で歩行器を無理に動かさないでください。

### ■使用方法



グリップをしっかりと握り、歩行器を前に出す

ストッパーを作動させて、身体を前に動かす



セーフティーアームウォーカーは本体5サイズを基本に  
専用アクセサリを付け替えるだけで自分にあったタイプに変更できます。

## セーフティーアームウォーカーの本体5サイズ

### スタンダードタイプ

基本タイプ



### スリムタイプ

スタンダード  
タイプの  
幅せまタイプ



### ミニタイプ

小柄な方に...



### SSタイプ

ミニタイプの  
幅せまタイプ



### ハイトタイプ

背の高い方に...



固定式 Cタイプ Mタイプ  
Gタイプ Lタイプ

固定式 Cタイプ Mタイプ

固定式 Cタイプ Mタイプ  
Gタイプ Lタイプ

固定式 Cタイプ Mタイプ

固定式 Cタイプ Mタイプ  
Gタイプ Lタイプ

## 各サイズ 付け替えできます

## セーフティーアームウォーカー専用アクセサリは5タイプ

お身体の状態と、使用場所に合う  
タイプをお選びください。



固定式  
タイプセット〈SAPS〉  
¥5,500 (税込¥6,050)



Cタイプセット〈SACP〉  
¥12,000 (税込¥13,200)  
Cタイプキャスター(SW3910)  
¥3,200 (税込¥3,520)  
Cタイプストッパー(SW3920)  
¥3,200 (税込¥3,520)



Mタイプセット〈SAMS〉  
¥16,500 (税込¥18,150)  
Mタイプキャスター(SW2910)  
¥4,500 (税込¥4,950)  
Mタイプストッパー-右(SW292R)  
¥4,500 (税込¥4,950)  
Mタイプストッパー-左(SW292L)  
¥4,500 (税込¥4,950)



Gタイプセット〈SAGS〉  
¥20,000 (税込¥22,000)  
Gタイプキャスター(SW4910)  
¥5,000 (税込¥5,500)  
Gタイプストッパー-右(SW492R)  
¥5,700 (税込¥6,270)  
Gタイプストッパー-左(SW492L)  
¥5,700 (税込¥6,270)



Lタイプセット〈SALS〉  
¥17,500 (税込¥19,250)  
Lタイプキャスター(SW5910)  
¥4,800 (税込¥5,280)  
Lタイプストッパー-右(SW592R)  
¥4,700 (税込¥5,170)  
Lタイプストッパー-左(SW592L)  
¥4,700 (税込¥5,170)

### 固定式タイプ



4脚先ゴムの固定タイプ

5  
サイズ

|        |        |
|--------|--------|
| スタンダード | SSタイプ  |
| スリムタイプ | ハイトタイプ |
| ミニタイプ  |        |

### Cタイプ



前輪 ストレートキャスター  
後脚 ストッパー

5  
サイズ

|        |        |
|--------|--------|
| スタンダード | SSタイプ  |
| スリムタイプ | ハイトタイプ |
| ミニタイプ  |        |

### Mタイプ



前輪 3インチスイングキャスター  
後輪 3インチキャスター付き  
ストッパー

5  
サイズ

|        |        |
|--------|--------|
| スタンダード | SSタイプ  |
| スリムタイプ | ハイトタイプ |
| ミニタイプ  |        |

### Gタイプ



前輪 4インチスイングキャスター  
後輪 4インチダブルキャスター  
付きストッパー

3  
サイズ

|        |  |
|--------|--|
| スタンダード |  |
| ミニタイプ  |  |
| ハイトタイプ |  |

### Lタイプ




前輪 5インチスイングキャスター  
後輪 3インチキャスター付き  
ストッパー

3  
サイズ

|        |  |
|--------|--|
| スタンダード |  |
| ミニタイプ  |  |
| ハイトタイプ |  |

-13cmも  
幅が狭くなった

# セーフティーアーム® ウォ



SSタイプはコン  
パクトだけど高さ  
が足りない...

イーストアイのセーフティー  
アームウォーカーでコンパク  
トサイズの歩行器が欲しい

スタンダード  
タイプは幅が  
広すぎる...

リハビリ室は広いけど、  
家の中は限られたスペ  
スなので、扉や壁、柱に  
ぶつからない歩行器が  
欲しい

トイレや洗面所に出  
入りしやすい歩行器  
が欲しい



## そんなあなたにスリムタイプがぴったり!

「はばせま」と「高さあり」のスリムタイプなら、狭い廊下や  
ドアを通る際、洗面所などの限られたスペースでの方向転  
換など、幅が広めのスタンダードタイプよりもスムーズに  
使用できます。お身体に合わせた歩行器を選択するだけ  
でなく、住環境も考慮して歩行器を選択しましょう。

## ■固定式タイプ

①

②



貸  
購

介護保険適用  
選択制対象



**¥20,500**

(非課税)  
品番:①SW5110②SW5120  
重量:①②2.7kg  
収納時サイズ:①②W48×D12×H67cm

## ■シルバーカラー

|   | 商品名                     | 品 番    | 希望小売価格       | JAN            | TAIS         |   |
|---|-------------------------|--------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー スリムタイプ   | SW5110 | ¥20,500(非課税) | 4515914-400441 | 00465-000115 | ④ |
| ③ | セーフティーアームウォーカー スリム Cタイプ | SW5210 | ¥27,500(非課税) | 4515914-400540 | 00465-000116 |   |
| ⑤ | セーフティーアームウォーカー スリム Mタイプ | SW5310 | ¥31,500(非課税) | 4515914-400649 | 00465-000117 |   |

[材質] 本体: アルミ、センターシャフト: スチール、グリップ: 合成ゴム、タイヤ: プラスチック ※③、⑤に固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属していません。

## ■ウォーカー専用アクセサリー 各タイプに付け替えできます。



固定式タイプセット(SAPS)  
¥5,500(税込¥6,050)



固定式タイプセットブラック(SAPS-B)  
¥5,500(税込¥6,050)



Cタイプセット(SACP)  
¥12,000(税込¥13,200)  
【前】3インチ・プラスチックストレートキャスター  
【後】ストッパー  
Cタイプキャスター(SW3910)  
¥3,200(税込¥3,520)  
Cタイプストッパー(SW3920)  
¥3,200(税込¥3,520)



Cタイプセットブラック(SACP-B)  
¥12,000(税込¥13,200)  
【前】3インチ・プラスチックストレートキャスター  
【後】ストッパー  
Cタイプキャスターブラック(SW3940)  
¥3,200(税込¥3,520)  
Cタイプストッパーブラック(SW3950)  
¥3,200(税込¥3,520)

# 一カースリムタイプ好評発売中!!

## ■Cタイプ (2脚2輪歩行器) \ ゆっくり歩行 /



貸  
介護保険適用  
レンタル対象



**一方向に動く  
ストレートキャスター**  
一方向に固定されているのでゆっくり歩行できます。方向転換は歩行器とお身体を少しずつ動かします。



**荷重がかかると  
ストッパーが作動**  
荷重をかけた状態(ストッパーが作動した状態)で歩行器を無理に動かさないでください。

**¥27,500**

(非課税)  
品番:③SW5210④SW5220  
重量:③④2.9kg  
収納時サイズ:③④W53×D12×H72cm

## ■Mタイプ (4脚4輪歩行器) \ スムーズ歩行 /



貸  
介護保険適用  
レンタル対象



**360°回転するので  
方向転換もスムーズ**



**荷重がかかると  
ストッパーが作動**  
荷重をかけた状態(ストッパーが作動した状態)で歩行器を無理に動かさないでください。

**¥31,500**

(非課税)  
品番:⑤SW5310⑥SW5320  
重量:⑤⑥3.3kg  
収納時サイズ:⑤⑥W55×D12×H74cm

### ■ブラックカラー

|   | 商品名                           | 品番     | 希望小売価格       | JAN            | TAIS         |   |
|---|-------------------------------|--------|--------------|----------------|--------------|---|
| ② | セーフティーアームウォーカー一カースリムタイプブラック   | SW5120 | ¥20,500(非課税) | 4515914-400748 | 00465-000118 |   |
| ④ | セーフティーアームウォーカー一カースリム Cタイプブラック | SW5220 | ¥27,500(非課税) | 4515914-400847 | 00465-000119 | ④ |
| ⑥ | セーフティーアームウォーカー一カースリム Mタイプブラック | SW5320 | ¥31,500(非課税) | 4515914-400946 | 00465-000120 |   |

[材質] 本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:プラスチック ※④、⑥に固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属しておりません。

### ■交換用パーツ



**Mタイプセット(SAMS)**  
¥16,500(税込¥18,150)  
[前] 3インチ・プラスチックスイングキャスター  
[後] 3インチ・プラスチックキャスター付ストッパー  
Mタイプキャスター(SW2910)  
¥4,500(税込¥4,950)  
Mタイプストッパー右(SW292R)  
¥4,500(税込¥4,950)  
Mタイプストッパー左(SW292L)  
¥4,500(税込¥4,950)



**Mタイプセットブラック(SAMS-B)**  
¥16,500(税込¥18,150)  
[前] 3インチ・プラスチックスイングキャスター  
[後] 3インチ・プラスチックキャスター付ストッパー  
Mタイプキャスターブラック(SW2940)  
¥4,500(税込¥4,950)  
Mタイプストッパー右ブラック(SW295R)  
¥4,500(税込¥4,950)  
Mタイプストッパー左ブラック(SW295L)  
¥4,500(税込¥4,950)



①グレー ②ブラック

摩耗した脚先ゴムのまま使用すると、転倒の原因になります。定期的に交換しましょう。

**セーフティーアームシリーズ専用  
交換用脚先ゴムキャップ**  
①SACCS ②SACCS-B  
¥2,000(税込¥2,200)/4個セット  
※色指定のない場合は、グレーでの出荷となります。※バラ売りはできません。



①グレー ②ブラック

グリップ部の摩耗や汚れが気になる場合、ドライバーでかんたんに交換できます。

**セーフティーアームシリーズ専用  
交換用グリップ**  
①SAGPS ②SAGPS-B  
¥3,500(税込¥3,850)/4個セット



# セーフティーアーム® ウォーカー

貸購  
介護保険適用  
選択制対象



室内・  
屋外用  
SSタイプ・  
スリムタイプ  
室内専用



ハンドル  
グリップ



5サイズ  
あり



脚先調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。  
(詳細はP.3～6・P.23～26を参照ください。)



セバレート  
グリップ



2段  
グリップ



コンパクト  
収納

歩行器の基本「固定式」。手脚のリハビリになります。  
下段グリップは床からの立ち上がりに便利。  
用途に合わせて、専用アクセサリーの付け替えができます。  
スリムタイプが増えて、5サイズになりました。

## ■スタンダードタイプ

5サイズ



5段階調節  
(2.5cmずつ)



### ①スタンダードタイプ

¥23,500 (非課税)

品番:SAWR 重量:2.8kg  
収納時サイズ:W56×D11×H68cm

### ②ハイトタイプ

¥24,000 (非課税)

品番:SAWHR 重量:3kg  
収納時サイズ:W58×D11×H77cm

### ③ミニタイプ

¥23,500 (非課税)

品番:SAWSR 重量:2.7kg  
収納時サイズ:W54×D10×H60.5cm

### ④SSタイプ

室内専用

¥22,500 (非課税)

品番:SAWSSR 重量:2.5kg  
収納時サイズ:W45.5×D10.5×H60cm

### ⑤スリムタイプ

室内専用

¥20,500 (非課税)

品番:SW5110 重量:2.7kg  
収納時サイズ:W48×D12×H67cm

### ⑥スリムタイプブラック

室内専用

¥20,500 (非課税)

品番:SW5120 重量:2.7kg  
収納時サイズ:W48×D12×H67cm


## ■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかりと握る。
- 2 歩行器を持ち上げて前に出す。
- 3 身体を少しずつ移動する。

2～3の動作を繰り返すことで  
歩行をサポートします。



| サイズ表       | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高 さ        | 使用者身長<br>(目安) | ④下段グリップ<br>高さ | ⑤全 幅        | ⑥奥行き    |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| ①スタンダードタイプ | 48cm    | 44cm    | 66.5～76.5cm | 130～150cm     | 34～44cm       | 56～57cm     | 43～45cm |
| ②ハイトタイプ    | 48cm    | 44cm    | 75.5～85.5cm | 145～170cm     | 37～47cm       | 57.5～58.5cm | 44～46cm |
| ③ミニタイプ     | 44cm    | 40cm    | 59～69cm     | 115～135cm     | 32～42cm       | 53～54cm     | 41～43cm |
| ④SSタイプ     | 37cm    | 33cm    | 59～69cm     | 115～135cm     | 32～42cm       | 46～47cm     | 37～39cm |
| ⑤⑥スリムタイプ   | 35cm    | 31cm    | 66.5～76.5cm | 130～150cm     | 34～44cm       | 49～51cm     | 40～42cm |



※スタンダードタイプとスリムタイプの高さは同じです。※ミニタイプとSSタイプの高さは同じです。

|   | 商品名                      | 品 番    | 希望小売価格        | JAN            | TAIS         |   |
|---|--------------------------|--------|---------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー           | SAWR   | ¥23,500 (非課税) | 4515914-200379 | 00465-000036 | ④ |
| ② | セーフティーアームウォーカーハイトタイプ     | SAWHR  | ¥24,000 (非課税) | 4515914-302509 | 00465-000099 | ④ |
| ③ | セーフティーアームウォーカーミニタイプ      | SAWSR  | ¥23,500 (非課税) | 4515914-200478 | 00465-000037 | ④ |
| ④ | セーフティーアームウォーカーSSタイプ      | SAWSSR | ¥22,500 (非課税) | 4515914-200690 | 00465-000043 | ④ |
| ⑤ | セーフティーアームウォーカースリムタイプ     | SW5110 | ¥20,500 (非課税) | 4515914-400441 | 00465-000115 | ④ |
| ⑥ | セーフティーアームウォーカースリムタイプブラック | SW5120 | ¥20,500 (非課税) | 4515914-400748 | 00465-000118 | ④ |

【材質】本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム

# セーフティーアーム® ウォーカーCタイプ

貸  
介護保険適用  
レンタル対象



室内専用



ハンドル  
グリップ



5サイズ  
あり



脚先調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。  
(詳細はP.3～6・P.23～26を参照ください。)



セパレート  
グリップ



荷重  
ブレーキ



ストレート  
キャスター



2段  
グリップ



コンパクト  
収納

ストレートキャスターの前輪とストッパーの付いた後脚の  
室内専用タイプ。ゆっくり歩行をサポートします。  
方向転換も自分のペースで。  
スリムタイプが増えて、5サイズになりました。

## ■スタンダードタイプ

5サイズ



### ①スタンダードタイプ

¥31,500

(非課税)  
品番:SAWCR 重量:3.1kg  
収納時サイズ:W60×D11×H73.5cm

### ④SSタイプ

¥30,500

(非課税)  
品番:SAWCSSR 重量:2.7kg  
収納時サイズ:W49×D10.5×H65.5cm

### ②ハイトタイプ

¥31,500

(非課税)  
品番:SAWCHR 重量:3.3kg  
収納時サイズ:W61×D11×H82.5cm

### ⑤スリムタイプ

¥27,500

(非課税)  
品番:SW5210 重量:2.9kg  
収納時サイズ:W53×D12×H72cm

### ③ミニタイプ

¥31,500

(非課税)  
品番:SAWCSR 重量:2.9kg  
収納時サイズ:W57×D10×H66cm

### ⑥スリムタイプブラック

¥27,500

(非課税)  
品番:SW5220 重量:2.9kg  
収納時サイズ:W53×D12×H72cm

### 車輪サイズ

前輪・・・3インチ(7.5cm)

後脚・・・ストッパー

### ■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかり握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。

2～4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



| サイズ表       | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高 さ        | 使用者身長<br>(目安) | ④下段グリップ<br>高さ | ⑤全 幅        | ⑥奥行き    |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| ①スタンダードタイプ | 48cm    | 44cm    | 71.5～81.5cm | 140～160cm     | 39～49cm       | 56～57cm     | 49～51cm |
| ②ハイトタイプ    | 48cm    | 44cm    | 80.5～90.5cm | 155～180cm     | 42～52cm       | 57.5～58.5cm | 49～51cm |
| ③ミニタイプ     | 44cm    | 40cm    | 64～74cm     | 125～145cm     | 36.5～46.5cm   | 54～55cm     | 46～48cm |
| ④SSタイプ     | 37cm    | 33cm    | 64～74cm     | 125～145cm     | 36.5～46.5cm   | 46～47cm     | 42～44cm |
| ⑤⑥スリムタイプ   | 35cm    | 31cm    | 71.5～81.5cm | 140～160cm     | 39～49cm       | 49～51cm     | 46～48cm |



※スタンダードタイプとスリムタイプの高さは同じです。※ミニタイプとSSタイプの高さは同じです。

|   | 商品名                       | 品 番     | 希望小売価格       | JAN            | TAIS         |   |
|---|---------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー Cタイプ       | SAWCR   | ¥31,500(非課税) | 4515914-200577 | 00465-000025 | ④ |
| ② | セーフティーアームウォーカーハイ Cタイプ     | SAWCHR  |              | 4515914-302608 | 00465-000047 | ④ |
| ③ | セーフティーアームウォーカーミニ Cタイプ     | SAWCSR  |              | 4515914-200676 | 00465-000040 | ④ |
| ④ | セーフティーアームウォーカーSS Cタイプ     | SAWCSSR | ¥30,500(非課税) | 4515914-200799 | 00465-000044 |   |
| ⑤ | セーフティーアームウォーカースリムCタイプ     | SW5210  | ¥27,500(非課税) | 4515914-400540 | 00465-000116 |   |
| ⑥ | セーフティーアームウォーカースリムCタイプブラック | SW5220  | ¥27,500(非課税) | 4515914-400847 | 00465-000119 |   |

【材質】本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:プラスチック ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属していません。

# セーフティーアーム® ウォーカーMタイプ

貸  
介護保険適用  
レンタル対象

3インチプラスチックキャスターで軽量です。  
そのため、持ち上げやすいので、ご家庭内のちょっとした  
段差を越える際の持ち運び動作に便利です。  
スリムタイプが増えて、5サイズになりました。

## ■スタンダードタイプ

5サイズ



室内専用



ハンドル  
グリップ



5サイズ  
あり



脚先調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。  
(詳細はP.3~6・P.23~26を参照ください。)



セパレート  
グリップ



荷重  
ブレーキ



スイング  
キャスター



2段階  
グリップ



コンパクト  
収納

### ①スタンダードタイプ

¥36,000

(非課税)  
品番:SAWMR 重量:3.5kg  
収納時サイズ:W63×D11×H76.5cm

### ②ハイトタイプ

¥36,000

(非課税)  
品番:SAWMHR 重量:3.7kg  
収納時サイズ:W64.5×D12×H85cm

### ③ミニタイプ

¥36,000

(非課税)  
品番:SAWMSR 重量:3.3kg  
収納時サイズ:W61×D10×H68cm

### ④SSタイプ

¥35,000

(非課税)  
品番:SAWMSSR 重量:3.1kg  
収納時サイズ:W52×D12.5×H68cm

### ④スリムタイプ

¥31,500

(非課税)  
品番:SW5310 重量:3.3kg  
収納時サイズ:W55×D12×H74cm

### ④スリムタイプブラック

¥31,500

(非課税)  
品番:SW5320 重量:3.3kg  
収納時サイズ:W55×D12×H74cm

### 車輪サイズ

前輪... 3インチ (7.5cm)

後輪... 3インチ (7.5cm)

### ■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかりと握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけて  
ストッパーを作動させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。

2~4の動作を繰り返すことで  
歩行をサポートします。



| サイズ表       | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高 さ        | 使用者身長<br>(目安) | ④下段グリップ<br>高さ | ⑤全 幅        |         | ⑥奥行き    |  |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|---------|--|
|            |         |         |             |               |               | 前 側         | 後 側     |         |  |
| ①スタンダードタイプ | 48cm    | 44cm    | 73.5~83.5cm | 140~165cm     | 41~51cm       | 56~56.5cm   | 61~62cm | 52~54cm |  |
| ②ハイトタイプ    | 48cm    | 44cm    | 82.5~92.5cm | 160~185cm     | 44~54cm       | 57.5~58.5cm | 63~64cm | 52~54cm |  |
| ③ミニタイプ     | 44cm    | 40cm    | 66~76cm     | 130~150cm     | 39~49cm       | 54~54.5cm   | 59~60cm | 50~52cm |  |
| ④SSタイプ     | 37cm    | 33cm    | 66~76cm     | 130~150cm     | 39~49cm       | 46~47cm     | 51~52cm | 46~48cm |  |
| ⑤⑥スリムタイプ   | 35cm    | 31cm    | 73.5~83.5cm | 140~165cm     | 41~51cm       | 49~51.5cm   | 54~56cm | 49~51cm |  |

※スタンダードタイプとスリムタイプの高さは同じです。※ミニタイプとSSタイプの高さは同じです。

|   | 商品名                       | 品 番     | 希望小売価格       | JAN            | TAIS         |   |
|---|---------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー Mタイプ       | SAWMR   | ¥36,000(非課税) | 4515914-200775 | 00465-000039 | ④ |
| ② | セーフティーアームウォーカーハイ Mタイプ     | SAWMHR  |              | 4515914-302707 | 00465-000048 |   |
| ③ | セーフティーアームウォーカーミニ Mタイプ     | SAWMSR  |              | 4515914-200874 | 00465-000041 |   |
| ④ | セーフティーアームウォーカーSS Mタイプ     | SAWMSSR | ¥35,000(非課税) | 4515914-200898 | 00465-000045 | ④ |
| ⑤ | セーフティーアームウォーカースリムMタイプ     | SW5310  | ¥31,500(非課税) | 4515914-400649 | 00465-000117 |   |
| ⑥ | セーフティーアームウォーカースリムMタイプブラック | SW5320  | ¥31,500(非課税) | 4515914-400946 | 00465-000120 |   |

[材質]本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、タイヤ:プラスチック ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属しておりません。



# セーフティーアーム® ウォーカーGタイプ

貸  
介護保険適用  
レンタル対象



室内・  
屋外用



ハンドル  
グリップ



3サイズ  
あり



脚先調節

4インチキャスターの6輪タイプ。キャスター幅が広いので溝などにはまりにくく、さらにツインゴムキャスター付きストッパーで、地面にしっかり接地します。  
安定性を高めているので、屋外での使用にもおすすめです。

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。  
(詳細はP.3～6・P.23～26を参照ください。)



セパレート  
グリップ



荷重  
ブレーキ



スイング  
キャスター



2段  
グリップ



コンパクト  
収納

## ■スタンダードタイプ

3サイズ



### ①スタンダードタイプ

**¥39,500** (非課税)

品番:SAWGR 重量:4.8kg  
収納時サイズ:W64×D13.5×H82.5cm

### ②ハイトタイプ

**¥39,500** (非課税)

品番:SAWGHR 重量:5kg  
収納時サイズ:W66×D13.5×H91.5cm

### ③ミニタイプ

**¥39,500** (非課税)

品番:SAWGSR 重量:4.5kg  
収納時サイズ:W62×D13.5×H75cm

### 車輪サイズ

前輪…4インチ(10cm)

後輪…4インチ(10cm)

### ■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかり握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作動させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。

2～4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



| サイズ表       | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高 さ        | 使用者身長<br>(目安) | ④下段グリップ<br>高さ | ⑤全 幅        |             | ⑥奥行き    |  |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|--|
|            |         |         |             |               |               | 前 側         | 後 側         |         |  |
| ①スタンダードタイプ | 48cm    | 44cm    | 79.5~89.5cm | 155~175cm     | 47~57cm       | 60~61cm     | 67~68cm     | 57~59cm |  |
| ②ハイトタイプ    | 48cm    | 44cm    | 88.5~98.5cm | 170~190cm     | 50~60cm       | 61.5~62.5cm | 68.5~69.5cm | 57~59cm |  |
| ③ミニタイプ     | 44cm    | 40cm    | 72~82cm     | 140~165cm     | 44.5~54.5cm   | 57.5~58.5cm | 64.5~65.5cm | 55~57cm |  |

|   | 商品名                   | 品 番    | 希望小売価格       | JAN            | TAIS         |   |
|---|-----------------------|--------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー Gタイプ   | SAWGR  | ¥39,500(非課税) | 4515914-201178 | 00465-000038 | ③ |
| ② | セーフティーアームウォーカーハイ Gタイプ | SAWGHR |              | 4515914-302905 | 00465-000046 | ④ |
| ③ | セーフティーアームウォーカーミニ Gタイプ | SAWGSR |              | 4515914-201277 | 00465-000027 | ⑤ |

[材質] 本体: アルミ、センターシャフト: スチール、グリップ: 合成ゴム、タイヤ: 合成ゴム ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属しておりません。

# セーフティーアーム® ウォーカーLタイプ

貸  
介護保険適用  
レンタル対象



5インチ・ゴムスイングキャスターと3インチ・プラスチックキャスター付きストッパー。大型タイヤで溝にはまりにくく、エレベーターなどがある施設や病院での使用にも便利。また、屋外でも使用できる歩行器で少しでも軽いものをご希望の場合におすすめです。

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。  
(詳細はP.3～6・P.23～26を参照ください。)



## ■スタンダードタイプ

3サイズ



### ①スタンダードタイプ

**¥37,000** (非課税)

品番:SAWLR 重量:3.8kg  
収納時サイズ:W66×D11×H82.5cm

### ②ハイトタイプ

**¥37,000** (非課税)

品番:SAWLHR 重量:4kg  
収納時サイズ:W67.5×D12×H91.5cm

### ③ミニタイプ

**¥37,000** (非課税)

品番:SAWLSR 重量:3.7kg  
収納時サイズ:W64×D11×H74.5cm

### 車輪サイズ

前輪…**5インチ**(12.5cm)

後輪…**3インチ**(7.5cm)

### ■使用方法

- 1 左右のグリップをしっかりと握る。
- 2 歩行器を前に出す。
- 3 歩行器に体重をかけてストッパーを作用させる。
- 4 身体を少しずつ移動する。

2～4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



| サイズ表       | ①グリップ全幅 | ②グリップ内幅 | ③高 さ        | 使用者身長<br>(目安) | ④下段グリップ<br>高さ | ⑤全 幅      |             | ⑥奥行き    |  |
|------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------|--|
|            |         |         |             |               |               | 前 側       | 後 側         |         |  |
| ①スタンダードタイプ | 48cm    | 44cm    | 79.5～89.5cm | 155～175cm     | 47～57cm       | 58～58.5cm | 62～63cm     | 55～57cm |  |
| ②ハイトタイプ    | 48cm    | 44cm    | 88.5～98.5cm | 170～190cm     | 50～60cm       | 59.5～60cm | 63.5～64.5cm | 55～57cm |  |
| ③ミニタイプ     | 44cm    | 40cm    | 72～82cm     | 140～165cm     | 44.5～54.5cm   | 56～56.5cm | 60～61cm     | 53～55cm |  |

|   | 商品名                   | 品 番    | 希望小売価格       | JAN            | TAIS         |   |
|---|-----------------------|--------|--------------|----------------|--------------|---|
| ① | セーフティーアームウォーカー Lタイプ   | SAWLR  | ¥37,000(非課税) | 4515914-200973 | 00465-000017 | ④ |
| ② | セーフティーアームウォーカーハイ Lタイプ | SAWLHR |              | 4515914-302806 | 00465-000100 | ④ |
| ③ | セーフティーアームウォーカーミニ Lタイプ | SAWLSR |              | 4515914-201079 | 00465-000054 | ④ |

【材質】本体:アルミ、センターシャフト:スチール、グリップ:合成ゴム、前輪:合成ゴム、後輪:プラスチック ※固定型歩行器用の脚先パイプセットは付属しておりません。

# 前腕でしっかり身体を支えるアームレストタイプ セーフティーアーム® UXタイプシリーズ(アームレストタイプ)



## セーフティーアーム® UXタイプウォーカー

貸  
介護保険適用  
レンタル対象



室内専用



アームレスト



2サイズ  
あり



脚先調節

セーフティーアームシリーズ共通機能も標準装備しています。  
(詳細はP.3~6を参照ください。)



縦型  
グリップ



ハンドル  
ブレーキ



スイング  
キャスター



2段  
グリップ



コンパクト  
収納

全幅60cmとコンパクトで、軽量のため、  
ご自宅などでも使用しやすい前腕支持タイプです。  
薄型に折りたたむことができるので、持ち運びやすく、  
車へ積んでデイサービスへ出かける時や通院などにも便利です。

### ■スタンダードタイプ



### ■ハイトタイプ



コンパクト収納

収納・持ち運び・車への  
積み込みなどに便利。



開閉パイプ  
プッシュボタン



脚先パイプ  
プッシュボタン

### ダブルロック

開閉用と高さ調節用のプッシュボ  
タンは輪ネジ付きのダブルロック。  
しっかり固定されるので安心です。



#### ①スタンダードタイプ

¥57,500 (非課税)

品番:SAUX 重量:5.8kg  
収納時サイズ:W61×D25×H91cm

使用者身長(目安)

135~160cm 程度

車輪サイズ

前輪...5インチ(12.5cm)

後輪...5インチ(12.5cm)

#### ②ハイトタイプ

¥60,000 (非課税)

品番:SAUXH 重量:6.5kg  
収納時サイズ:W59×D26×H102cm

使用者身長(目安)

160~180cm 程度

車輪サイズ

前輪...7インチ(18cm)

後輪...5インチ(12.5cm)

#### ■使用方法

- 1 ハンドルとブレーキレバーを握り、  
前腕をアームレストにのせる。
- 2 ブレーキレバーをゆるめ、  
歩行器を前に出す。
- 3 ブレーキレバーをしっかり握り、  
ブレーキを作動させる。(歩行器固定)
- 4 身体を少しずつ移動する。

2~4の動作を繰り返すことで歩行をサポートします。



|   | 商品名                   | 品 番   | 希望小売価格       | JAN            | TAIS         |
|---|-----------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| ① | セーフティーアームUXタイプウォーカー   | SAUX  | ¥57,500(非課税) | 4515914-300246 | 00465-000067 |
| ② | セーフティーアームUXタイプウォーカーハイ | SAUXH | ¥60,000(非課税) | 4515914-300284 | 00465-000109 |

【材質】 本体:アルミ、センターシャフト・ハンドル:スチール、下段グリップ:合成ゴム、タイヤ:合成ゴム、アームレスト:ウレタン

※セーフティーアームUXタイプウォーカーには、セーフティーアームウォーカーシリーズ専用アクセサリなどの取り付け・共有できません。



# スロープについて


車いすの車種や車いすご利用者様の体重、介助する方の体力などの条件により、使用できる段差、スロープ傾斜角度には個人差があり、設定が異なります。傾斜角度表などを参考にスロープの長さを選択してください。

## スロープ各部の名称



## 基本の角度

①段差高さ **30cm**  
②傾斜角度 **10°**



段差30cmに傾斜角度10度でスロープを設置したいとき


傾斜角度10度がスロープ角度の基本になります。電動車いすの自走はもちろん、介助の方がより楽に車いすを押すことができます。

段差30cmの約6倍

**1.8m**  
のスロープ

## 自走用の場合

①段差高さ **30cm**  
②傾斜角度 **5°**  
自走可能角度



段差30cmに傾斜角度5度でスロープを設置したいとき


ゆるやかな傾斜です。車いすに乗る方は、ほぼ自走で走行することができます。下りる時も加速がつきにくいので、余裕をもって走行しやすくなります。

段差30cmの約12倍

**3.6m**  
のスロープ

## 狭い場所に

①段差高さ **30cm**  
②傾斜角度 **15°**  
上限角度



段差30cmに傾斜角度15度でスロープを設置したいとき

かなり急な傾斜になります。傾斜角度15度以上の使用はおやめください。電動車いすは車種によって登坂能力は異なりますので、ご確認ください。

段差30cmの約4倍

**1.2m**  
のスロープ

※電動車いすを使用する場合は、車いすの底部分がスロープ上端部分に当たらないか確認してからご使用ください。

公共施設など常設スロープの場合には、傾斜角度4度未満がおすすめです。

## ■傾斜角度表 傾斜角度を目安にスロープの長さを決めてください。

| 段差高さ<br>スロープの長さ | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 1.0 m |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 40cm            | 7°   | 14°   | 22°   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 60cm            | 5°   | 10°   | 14°   | 19°   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 90cm            | 3°   | 6°    | 10°   | 13°   | 16°   | 19°   |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2m            | 2°   | 5°    | 7°    | 10°   | 12°   | 14°   | 20°   |       |       |       |       |       |       |
| 1.5m            | 2°   | 4°    | 6°    | 8°    | 10°   | 12°   | 15°   | 19°   |       |       |       |       |       |
| 1.8m            |      | 3°    | 5°    | 6°    | 8°    | 10°   | 13°   | 16°   | 19°   |       |       |       |       |
| 2.1m            |      | 3°    | 4°    | 5°    | 7°    | 8°    | 11°   | 14°   | 17°   | 20°   |       |       |       |
| 3.0m            |      |       | 3°    | 4°    | 5°    | 6°    | 8°    | 10°   | 12°   | 13°   | 15°   | 17°   | 19°   |

使用するスロープの長さで段差高さの交わったところがスロープの傾斜角度です。  
(例) 段差30cmの場所に1.8mのスロープを利用した場合の傾斜角度は約10度となります。

傾斜角度とはこの部分の角度のことです。



※各スロープの有効長は多少異なります。表での角度はあくまで目安です。※電動車いすの登坂能力はメーカーによって異なりますので、仕様書などをご確認ください。一般的に使用できる傾斜角度は最大15度程度までです。※車いす及び車いすご利用者様の重さや介助者の体力により使用できる段差・角度には個人差があります。※スロープの常設により、杖歩行者などに影響を及ぼす場合があります。※必ず介助者が付き添い使用してください。

## ■スロープの種類

使用場所や用途に合わせて、スロープの種類を選択します。



### レールタイプ

- 持ち運びしやすい
- 狭い場所でも使用可
- リーズナブル
- 設置しやすい
- 伸縮タイプ、最長3mタイプもあります

詳細はP.34へ



### 一枚板タイプ

- ほとんどの車いすに使用可
- 安定感があり介助の方も一緒に乗ることが可能
- 折りたたみタイプもあります
- 床固定して住宅改修にも使用できます

詳細はP.35～36へ

# ESKスライドスロープ


貸  
介護保険適用  
レンタル対象

段差の高さや、設置スペースの広さに合わせて、任意の長さで使え、複数の段差に使用できます。



ESK300R 使用例 1.5m の状態

25cm  
(有効幅) 18cm



スロープ  
の長さ  
1.5  
～  
3  
m

3mタイプ

¥158,500

(税込価格 ¥174,350)  
品番: ESK300R

(アルミ材)  
サビに強い

(パンチング加工)  
すべり止め

脱輪防止 エッジ (5.5cm)

3mタイプ(セット)  
耐荷重 250kg

コンパクト収納

持ち運びに便利！

取っ手付き&  
縮めてコンパクト



121cm



オプション

ESKスライドスロープ専用  
キャリングケース(ESKB)  
¥4,500 (税込価格 ¥4,950)



## レンタル業者様にオススメです。

■複数の長さのスロープ不要。

3mタイプは1.5～3mまで、任意の長さで使用できます。様々な長さのスロープ在庫は不要です。

■メンテナンスが楽。

ほこりやドロ汚れなどで目詰まりしにくく掃除が楽。パンチング加工なので滑り止めの張り替えなどのメンテナンスが不要です。

商品名: ESKスライドスロープ3mタイプ

| 長さ | 品番      | 希望小売価格                 | 全長  | 有効長 | ベロ  | 収納サイズ(長×幅×厚) | 重量                 | 使用可能段差 | JAN            | TAIS         |   |
|----|---------|------------------------|-----|-----|-----|--------------|--------------------|--------|----------------|--------------|---|
| 3m | ESK300R | ¥158,500 (税込 ¥174,350) | 300 | 292 | 7.0 | 121×25×8     | 8.7kg (17.4kg/セット) | 25～52  | 4515914-200683 | 00465-000090 | ■ |


[材質] アルミ、樹脂 ※ESKスライドスロープは傾斜角度10度以下でご使用ください。※介助者は、スロープとスロープの間を歩いてください。  
※電動カート・電動車いすでの使用時は、総重量80kg以下(バッテリーなどを含む)でご使用ください。

[単位: cm]



# ポータブルスロープエッジ付 アルミ1枚板タイプ

全幅69.5cmの「はばせま」タイプ。ちょっとした段差に。



- ①25cmタイプ  
**¥19,000**  
(税込価格¥20,900)  
品番:PEK025
- ②40cmタイプ  
**¥27,500**  
(税込価格¥30,250)  
品番:PEK040
- ③60cmタイプ  
**¥39,500**  
(税込価格¥43,450)  
品番:PEK060
- ④90cmタイプ  
**¥56,500**  
(税込価格¥62,150)  
品番:PEK090

## 電動3・4輪車も使用可能

床固定用穴 (φ4mm) が4ヶ所あるので、住宅改修にも対応できます。  
※玄関などの段差に固定する場合、介護保険では住宅改修の扱いになります。

商品名:ポータブルスロープエッジ付 アルミ1枚板タイプ

|   | 長さ   | 品番     | 希望小売価格             | 全長 | 有効長 | ベロ | 重量    | 使用可能段差 | JAN            | TAIS         |   |
|---|------|--------|--------------------|----|-----|----|-------|--------|----------------|--------------|---|
| ① | 25cm | PEK025 | ¥19,000(税込¥20,900) | 25 | 20  | 5  | 1.5kg | 2~5    | 4515914-204353 | 00465-000091 | — |
| ② | 40cm | PEK040 | ¥27,500(税込¥30,250) | 40 | 35  |    | 2.6kg | 2~9    | 4515914-204452 | 00465-000092 |   |
| ③ | 60cm | PEK060 | ¥39,500(税込¥43,450) | 60 | 55  |    | 3.9kg | 2~15   | 4515914-204551 | 00465-000093 |   |
| ④ | 90cm | PEK090 | ¥56,500(税込¥62,150) | 90 | 85  |    | 5.9kg | 2~23   | 4515914-204650 | 00465-000094 |   |

[単位:cm]

(アルミ材)  
**サビに強い**

**すべり止め**


カバー付き  
**脱輪防止エッジ**  
(5cm)

**耐荷重180kg**

# ポータブルスロープ アルミ1枚板タイプ



常設用、臨時用どちらにも便利。使い勝手の良いシンプルタイプ。



- ①25cmタイプ  
**¥20,000**  
(税込価格¥22,000)  
品番:PVT025
- ②40cmタイプ  
**¥28,000**  
(税込価格¥30,800)  
品番:PVT040
- ③60cmタイプ  
**¥40,500**  
(税込価格¥44,550)  
品番:PVT060

## 電動3・4輪車も使用可能

床固定用穴 (φ4mm) が2ヶ所あるので、住宅改修にも対応できます。  
※玄関などの段差に固定する場合、介護保険では住宅改修の扱いになります。

商品名:ポータブルスロープ アルミ1枚板タイプ

|   | 長さ   | 品番     | 希望小売価格             | 全長   | 有効長  | ベロ | 重量    | 使用可能段差 | JAN            | TAIS         |   |
|---|------|--------|--------------------|------|------|----|-------|--------|----------------|--------------|---|
| ① | 25cm | PVT025 | ¥20,000(税込¥22,000) | 25.5 | 21.5 | 4  | 1.5kg | 2~6    | 4515914-900095 | 00465-000077 | — |
| ② | 40cm | PVT040 | ¥28,000(税込¥30,800) | 40.5 | 36.5 |    | 2.4kg | 5~10   | 4515914-900194 | 00465-000078 |   |
| ③ | 60cm | PVT060 | ¥40,500(税込¥44,550) | 61   | 57   |    | 4.6kg | 5~15   | 4515914-900293 | 00465-000079 |   |

[単位:cm]

(アルミ材)  
**サビに強い**

(高品質)  
**すべり止め**

(要固定)  
**2枚並列設置可能**

**耐荷重180kg**



# ポータブルスロープ アルミ2折式タイプ

アメリカ製 PVL,アメリカ製

貸

介護保険適用  
レンタル対象

住

介護保険適用  
住宅改修対象

スロープ幅を半分に折りたたみができる2つ折り式スロープ。



使用後は1/2サイズに  
折りたたみ可能。  
自動車に省スペースで  
収納可能

## 電動3・4輪車も使用可能

床固定用穴(φ8mm)が各パネルに1ヶ所あるので、住宅改修にも対応できます。  
※玄関などの段差に固定する場合、介護保険では住宅改修の扱いになります。  
※階段の形状により、取っ手やスロープ裏面の補強が階段にあたり、設置できない場合があります。

商品名:ポータブルスロープ アルミ2折式タイプ

|   | 長さ   | 品番     | 希望小売価格               | 全長  | 有効長 | ベロ | 収納サイズ(長×幅×厚) | 重量     | 使用可能段差 | JAN            | TAIS         |   |
|---|------|--------|----------------------|-----|-----|----|--------------|--------|--------|----------------|--------------|---|
| ① | 90cm | PVS090 | ¥67,000(税込¥73,700)   | 91  | 85  | 6  | 91×39×12.5   | 6.2kg  | 10~22  | 4515914-900392 | 00465-000080 | — |
| ② | 1.2m | PVS120 | ¥93,500(税込¥102,850)  | 122 | 116 |    | 122×39×12.5  | 8.4kg  | 10~30  | 4515914-900491 | 00465-000081 | ■ |
| ③ | 1.5m | PVS150 | ¥109,000(税込¥119,900) | 152 | 146 |    | 152×39×12.5  | 10.6kg | 10~38  | 4515914-900590 | 00465-000082 |   |
| ④ | 1.8m | PVS180 | ¥134,000(税込¥147,400) | 183 | 177 |    | 183×39×13.5  | 12.7kg | 15~45  | 4515914-900699 | 00465-000083 |   |
| ⑤ | 2.1m | PVS210 | ¥171,000(税込¥188,100) | 213 | 207 |    | 213×39×13.5  | 15.0kg | 20~53  | 4515914-900798 | 00465-000084 |   |
| ⑥ | 2.4m | PVS240 | ¥201,500(税込¥221,650) | 244 | 238 |    | 244×39×14.5  | 18.6kg | 20~61  | 4515914-900897 | 00465-000085 |   |

[単位:cm]

# ポータブルスロープ アルミ4折式タイプ

アメリカ製 PVL,アメリカ製

貸

介護保険適用  
レンタル対象

住

介護保険適用  
住宅改修対象

スロープの長さ・幅を半分に折りたたみでき、コンパクトに収納・持ち運びできるスロープ。



自動車に車いすを収納する際にも  
使用できます。使用後は1/4サイズ  
に折りたたみ可能。車いすと一緒に  
自動車に収納できて便利です。

耐荷重は300kg。たわみをあまり気にすることなく、安心して使用できます。

## 電動3・4輪車も使用可能

床固定用穴(φ8mm)が各パネルに1ヶ所あるので、住宅改修にも対応できます。  
※玄関などの段差に固定する場合、介護保険では住宅改修の扱いになります。  
※階段の形状により、取っ手やスロープ裏面の補強が階段にあたり、設置できない場合があります。

商品名:ポータブルスロープ アルミ4折式タイプ

|   | 長さ   | 品番     | 希望小売価格               | 全長  | 有効長 | ベロ | 収納サイズ(長×幅×厚) | 重量     | 使用可能段差 | JAN            | TAIS         |   |
|---|------|--------|----------------------|-----|-----|----|--------------|--------|--------|----------------|--------------|---|
| ① | 2.1m | PVW210 | ¥171,000(税込¥188,100) | 213 | 207 | 6  | 118×39×21    | 15.2kg | 25~53  | 4515914-901191 | 00465-000086 | ■ |
| ② | 2.4m | PVW240 | ¥201,500(税込¥221,650) | 244 | 238 |    | 138.5×39×23  | 19.6kg | 20~61  | 4515914-901290 | 00465-000087 |   |
| ③ | 3m   | PVW300 | ¥258,000(税込¥283,800) | 305 | 299 |    | 170×39×23    | 24.4kg | 20~80  | 4515914-901399 | 00465-000088 |   |

[単位:cm]

## 1.2mタイプ

6タイプ



¥93,500

(税込価格¥102,850)  
品番:PVS120

(アルミ材)  
サビに強い

(高品質)  
すべり止め

カバー付き  
脱輪防止 エッジ (4cm)

(2つ折り)  
コンパクト収納

耐荷重 300kg

## 2.1mタイプ

3タイプ



¥171,000

(税込価格¥188,100)  
品番:PVW210

(アルミ材)  
サビに強い

(高品質)  
すべり止め

カバー付き  
脱輪防止 エッジ (4cm)

(4つ折り)  
コンパクト収納

耐荷重 300kg

# すま~いる シャワーベンチ&ポータブル

本体フレームは共通なので、座面を付け替えることで「シャワーベンチ」としても「ポータブルトイレ」としても使用できます。使用しない時はコン  
いざという時の災害備蓄用品としてもおすすめです。耐荷重100kgのコンパクトタイプと、耐荷重150kgのワイドタイプをご用意しております。

## シャワーベンチ

### コンパクトタイプ 【FCRS】

耐荷重

**100kg**



### ワイドタイプ 【FCRSW】

耐荷重

**150kg**



座面付け替えOK



座面付け替えOK



## ポータブルトイレ

### コンパクトタイプ 【FCRTC】

耐荷重

**100kg**



### ワイドタイプ 【FC2310】

耐荷重

**150kg**



■オプション 本体フレームは共通なので、それぞれの座面を付け替えることができます。

#### コンパクトタイプ用

シャワーベンチ ← → ポータブルトイレ



U字型座面 (FCRPS)  
¥17,000  
(税込¥18,700)



便座座面 (FCRPT)  
¥17,000  
(税込¥18,700)



便器 (FCRPB)  
¥2,000  
(税込¥2,200)

#### コンパクト・ワイドタイプ用

ポータブルトイレ



ソフトシート (FCRPC)  
¥6,200  
(税込¥6,820)

#### ワイドタイプ用

シャワーベンチ ← → ポータブルトイレ



ワイド座面 (FCRPSW)  
¥21,500  
(税込¥23,650)



ワイド便座座面 (FCRPTW)  
¥21,500  
(税込¥23,650)

※便器とソフトシートは便座座面に取り付けます。 ※ソフトシートは防水性ではありません。浴室などでは使用しないでください。

## 組立手順

工具不要でかんたんに組み立て、折りたたみができます。  
シャワーベンチは、①、②、④の手順で完成。

組立時間 約1分



1 本体フレームを開きます。



2 座面を本体フレームへセッ  
トします。



3 便器 (バケツ) をセッ  
トします。※FCRTCのみ



4 座面フレームと本体フレ  
ームに固定用面ファスナー  
を取り付けます。



5 トイレ用処理袋をセッ  
トします。  
※FC2310は必須。FCRTCは必要に  
応じて取り付けてください。

# ルトイレについて

パクトに収納、工具不要で組み立てができるので、施設や病院では省スペースで保管でき、

## ポータブルトイレにはトイレ用処理袋がおすすめ!

トイレ用処理袋を使用することで、排泄処理の時間を短縮でき、心理的負担も軽減できます。シャワーベンチとしてご使用の方でも、災害に備え、ポータブルトイレ用の座面とトイレ用処理袋の備蓄があると安心です。



### 特徴

- 吸水凝固シート付きなので、防臭・抗菌効果も。
- サイズが大きいため、処理時に手を汚しにくいです。
- 紙おむつと同様に燃えるゴミとして廃棄できます。

※自治体により異なる場合があります。

### 使用方法

- ①トイレ用処理袋をバケツやネットにセット
- ②排泄後、処理袋を外し、袋上部のキトリ線に沿って「結び紐」を切り離す
- ③袋口を「結び紐」で結び、廃棄(紙おむつと同様に処理できます)

### ■防災備蓄に



トイレ用処理袋は、ポータブルトイレ以外の洋式トイレなどにもセットして使用できるので、災害時、上下水道や電気が停止した場合も安心です。避難所など複数の方が同じトイレを使用する時も、トイレ用処理袋で便座ごと包めるので、毎回清潔に使用できます。

### ■アウトドアや車載用としても

キャンプ場や登山などのトイレにセットしても使用でき、使用後に持ち帰る時も破れにくいので安心です。また、ドライブ中の緊急トイレ、車酔い時の嘔吐など、トイレが無い場合にも、トイレ用処理袋を広げて使用できます。



### オプション

トイレ用処理袋  
15枚入り(PA9015)

¥3,150 (税込¥3,465)  
1セット15枚入り

※FCRTC、FC2310は1セット付き。



### 安心の手すり 背もたれつき

手すりと背もたれが付いているので、立ち上がり時や座位の保持に便利です。手すりにはクッションが付いているので握りやすく、肌にパイプが直接触れることを防ぎます。



### 大型の 吸盤タイプの 脚先ゴム

人が座ることで脚先ゴムが床に密着するので、ずれにくいです。立ち上がると脚先ゴム底面の水抜き穴からパイプ内に入った水が出る「吸い出し吸盤タイプ」で衛生的です。



### 交換用パーツ




脚先ゴムキャップ  
一般タイプ(FCCCS)  
¥2,600  
(税込¥2,860)/4個セット  
※バラ売りはできません。



### 脚先の プッシュボタンで 5段階調節

立ち上がりや座る動作は、膝や腰に負担がかかります。座面の高さが膝の高さと同じくらいあると、負担が少なくなります。



### コンパクト 収納

座面を取り外し、フレームをたたむだけなのでかんたん。また浴室のお掃除の際などもじゃまになりません。





# ポータブルトイレ すま~いる ワイドタイプ

購

介護保険適用  
購入対象



高さ調節



一般脚先ゴム  
吸盤タイプ



かんたん組立  
工具不要

BCP  
推奨品

災害備蓄用品としてもおすすめの耐荷重150kgのワイドなポータブルトイレです。



¥63,000

(税込価格 ¥69,300)  
品番:FC2310 重量:6.3kg  
収納時サイズ:W64×D17×H77cm

座面サイズ  
(幅)40×(奥行)45cm

耐荷重  
150kg



オプション |  
トイレ用処理袋  
15枚入り(PA9015)  
¥3,150(税込¥3,465)  
1セット15枚入り  
※FCRTC,FC2310は1セット付き。  
※使用方法是P.38へ



ソフトシート  
付き

ソフトシートは柔らかいクッション付きです。上げると背もたれになり、寄りかかれます。

コンパクト収納

座面を取り外し、フレームをたたむだけなのでかんたん。車に積み込んで旅行などのお出かけにも便利。



| 商品名                 | 品番     | 希望小売価格             | JAN            | TAIS         |   |
|---------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|---|
| ポータブルトイレすま~いるワイドタイプ | FC2310 | ¥63,000(税込¥69,300) | 4515914-400236 | 00465-000114 | ② |

【材質】本体:アルミ(シルバー色粉体塗装)、背もたれ・座面:ポリエチレン、手すり部:発泡ゴム、ソフトシート:ビニールレザー、ネット:ナイロン、プッシュボタンパネ:ステンレス、トイレ用処理袋:ポリエチレン、不織布、高分子樹脂ポリマー、粉碎パルプ  
※便器(FCRPB)の取り付けはできません。

# すま~いる コンパクト ポータブルトイレチェア

購

介護保険適用  
購入対象



高さ調節



一般脚先ゴム  
吸盤タイプ



かんたん組立  
工具不要

BCP  
推奨品

ソフトシートを下げることで、便座座面の蓋にもなり、通常のイスとしても使用できるので、ご家庭内で使用する場合に、トイレの存在を隠すこともできます。



¥63,000

(税込価格 ¥69,300)  
品番:FCRTC 重量:6.1kg  
収納時サイズ:W52.5×D25×H75cm  
セット内容:本体、便座座面、便器、ソフトシート、  
トイレ用処理袋15枚入り、ペーパーホルダー

座面サイズ  
(幅)40×(奥行)45cm

耐荷重  
100kg



オプション |  
トイレ用処理袋  
15枚入り(PA9015)  
¥3,150(税込¥3,465)  
1セット15枚入り  
※FCRTC,FC2310は1セット付き。  
※使用方法是P.38へ



ソフトシート  
付き

ソフトシートは柔らかいクッション付きです。上げると背もたれになり、寄りかかれます。

コンパクト収納

便器と座面を取り外し、フレームをたたむだけなのでかんたん。車に積み込んで旅行などのお出かけにも便利。



| 商品名                   | 品番    | 希望小売価格             | JAN            | TAIS         |   |
|-----------------------|-------|--------------------|----------------|--------------|---|
| すま~いるコンパクトポータブルトイレチェア | FCRTC | ¥63,000(税込¥69,300) | 4515914-300826 | 00465-000060 | ② |

【材質】本体:アルミ(シルバー色粉体塗装)、背もたれ・便座・便器:ポリエチレン、手すり部:発泡ゴム、ソフトシート:ビニールレザー、プッシュボタンパネ:ステンレス、トイレ用処理袋:ポリエチレン、不織布、高分子樹脂ポリマー、粉碎パルプ

## シャワーベンチ すま~いる ワイドタイプ

**購**  
介護保険適用  
購入対象

**高さ調節**

**一般脚先ゴム  
吸盤タイプ**

**かんたん組立  
工具不要**

耐荷重150kg、ワイドな手すり内幅・座面のシャワーベンチ。様々な体型の方がゆったり安心して使用できるので施設などでの使用にオススメです。折りたたみができるので、保管・収納・持ち運びに便利。



**¥53,000**

(税込価格¥58,300)  
品番:FCRSW 重量:5.2kg  
収納時サイズ:W64×D20×H77cm

**座面サイズ**

(幅)49×(奥行)39cm

**耐荷重**

**150kg**



おしりをしっかり保持してくれる座面形状



**コンパクト収納**

座面を取り外し、フレームをたたむだけなのでかんたん。また浴室のお掃除の際なども邪魔になりません。

| 商品名                | 品番    | 希望小売価格             | JAN            | TAIS         |   |
|--------------------|-------|--------------------|----------------|--------------|---|
| シャワーベンチすま~いるワイドタイプ | FCRSW | ¥53,000(税込¥58,300) | 4515914-200171 | 00465-000063 | ② |

[材質] 本体:アルミ(シルバー色粉体塗装)、背もたれ・座面:ポリエチレン、手すり部:発泡ゴム、プッシュボタンパネ:ステンレス

## すま~いる コンパクト シャワーベンチ

**購**  
介護保険適用  
購入対象

**高さ調節**

**一般脚先ゴム  
吸盤タイプ**

**かんたん組立  
工具不要**

コンパクトに折りたたむことができ、収納・持ち運びにも便利です。立ち座りに便利な手すりも付いています。



**¥48,000**

(税込価格¥52,800)  
品番:FCRS 重量:4.1kg  
収納時サイズ:W52.5×D20×H75cm  
セット内容:本体、U字型座面

**座面サイズ**

(幅)40×(奥行)34cm

**耐荷重**

**100kg**



**コンパクト収納**

座面を取り外し、フレームをたたむだけなのでかんたん。また浴室のお掃除の際なども邪魔になりません。

| 商品名                | 品番   | 希望小売価格             | JAN            | TAIS         |   |
|--------------------|------|--------------------|----------------|--------------|---|
| すま~いるコンパクト シャワーベンチ | FCRS | ¥48,000(税込¥52,800) | 4515914-300628 | 00465-000059 | ③ |

[材質] 本体:アルミ(シルバー色粉体塗装)、背もたれ・座面:ポリエチレン、手すり部:発泡ゴム、プッシュボタンパネ:ステンレス

# 多目的パーティション、簡易ベッド、寝袋について

## 感染症対策に

高さは180cmなので、プライバシーの確保はもちろん、飛沫対策にも有効です。また、布製なので市販のアルコールスプレーも散布ができます。



## BCP対策に「備蓄」できていますか？

ご利用者様が適切なサービスを受けられるように、介護事業者は2024年4月よりBCP策定が義務化されました。災害時は勤務先に留まざるを得ないケースも想定されるので、スタッフのためにもプライバシーを確保した快適な睡眠・休息のサポートに、多目的パーティション、折りたたみ簡易ベッド、寝袋がおすすめです。また、当社では、ポータブルトイレなどの災害備蓄用品もご用意しております。災害時は物流が停止し、必要なものが手元に届かなくなることもありますので、いざという時すぐに使用できるよう「備蓄」しましょう。※ BCP(業務継続計画)とは、地震や水害などの自然災害や感染症の蔓延などの不測の事態に、重要な業務を中断させない、または可能な限り短時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことです。



### ■おすすめの使用用途と使用場所

目的



場所



コンパクト収納なので、  
たくさん備蓄しても  
省スペースで保管できます。

必要な部品は全てダンボール1箱に  
収納されています。

### スタンダード タイプ (PT4000)




(4部屋1セット)

家族向けゆったりスペースに  
ゆったりスペースの  
4部屋タイプ

- 1部屋210cm四方のゆったりスペースなので、家族向けのプライベートスペースや診療室、休憩室など多目的におすすめです。
- 折りたたみ簡易ベッド(PB1000)を2台設置可能。



### 1枚タイプ (PK6000)



(6枚1セット)

限られたスペースでも自由に  
組み合わせて便利な  
1枚タイプ

- 1枚でも自立し、連結可能なので、ちょっとした目隠しから大きくスペースを分けるゾーニング、通路や動線の確保にもおすすめです。
- 限られたスペースも有効活用しやすく、多様なレイアウトができます。



### 折りたたみ 簡易ベッド (PB1000)



快適な睡眠・休息に  
広げるだけでかんたんに  
組立・設置が可能

- 背もたれ部分は4段階のリクライニング機能付きです。
- 立ち座りがしやすい高さ40cm。ベッド下のスペースにゆとりがあるので、荷物の収納にも便利です。



### 寝袋 (PN1000)



より良い就寝環境に  
ラグや掛け布団としても  
使用可能

- ジッパーを開けてラグとして使用すれば床の固さや冷気を緩和できます。
- 多目的パーティションスタンダードタイプの1部屋にちょうど良いサイズです。



### 組立 手順

### 組立時間 約10分

PT4000(4人で)  
PK6000(2人で)

広げる・通す・差し込む、3つの基本動作を繰り返すだけで、かんたんに組み立てができます！

#### 基本動作 1



2つ折りのパイプを広げて差し込みます。

#### 基本動作 2



布地のスリーブにパイプを通します。

#### 基本動作 3



パイプをコネクターに差し込みます。




# 多目的パーティション

BCP  
推奨品



スタンダードタイプは4部屋1セット。1枚タイプは6枚1セット。  
プライベートスペースの確保、ゾーニングや動線の確保に。

## ■スタンダードタイプ



### ①スタンダードタイプ

**¥70,500**


(税込価格¥77,550)  
品番:PT4000 重量:31kg  
収納時サイズ:W110×D27×H27cm

#### 【使用例】



#### 【収納箱サイズ】

1セットを2箱にわけて収納しています。



## ■1枚タイプ



### ②1枚タイプ

**¥50,500**

(税込価格¥55,550)  
品番:PK6000 重量:24kg(4kg/独立1枚)  
収納時サイズ:W110×D27×H27cm

#### 【使用例】



#### 【収納箱サイズ】




## 用途に合わせて様々な組み方ができます。

スタンダードタイプは1セットで各々独立した2部屋、連結した2部屋、連結した3部屋など、様々な組み方ができます。複数セットを購入して連結もできます。

### 1部屋



### 連結した2部屋



### 各々独立した2部屋



### 連結した3部屋



|   | 商品名                 | 品番     | 希望小売価格             | JAN            |   |
|---|---------------------|--------|--------------------|----------------|---|
| ① | 多目的パーティション簡易組立タイプ   | PT4000 | ¥70,500(税込¥77,550) | 4515914-400106 | ■ |
| ② | 多目的パーティション簡易組立1枚タイプ | PK6000 | ¥50,500(税込¥55,550) | 4515914-400229 | ■ |

【セット内容(材質)】【PT4000】柱パイプ(スチール)×9、梁パイプ(スチール)×24、間仕切り布(ポリエステル68D、PUコーティング)×12、パイプ接続コネクター×18、トグル(布地留め具)×60、滑り止めシート×10、パイプ収納袋  
【PK6000】柱パイプ(スチール)×12、梁パイプ(スチール)×12、脚パイプ×24、間仕切り布(ポリエステル68D、PUコーティング)×6、パイプ接続コネクター×24、トグル(布地留め具)×50、滑り止めシート×13、パイプ収納袋

# 折りたたみ簡易ベッド

BCP  
推奨品

広げるだけでかんたんに組立・設置できる便利な折りたたみベッドです。  
4段階のリクライニング機能付きで、快適な睡眠、休息をサポートします。



### 用途によって調節！ 4段階リクライニング

背もたれ部分を4段階に調節が可能です。角度調節は、背面のロックで簡単に変更ができます。

**¥30,200**

(税込価格¥33,220)  
品番:PB1000 重量:7kg  
収納時サイズ:W63.5×D17.5×H72.5cm

### コンパクト収納

3つ折りタイプで、コンパクトに収納可能。省スペースで保管でき、備蓄に便利です。軽量なので、持ち運びも楽です。

# 寝袋

BCP  
推奨品

折りたたみ簡易ベッド(PB1000)と合わせて使用しやすいサイズの寝袋です。  
スタッフの休憩や、災害時の備蓄品としてもおすすめです。



**¥19,000**

(税込価格¥20,900)  
品番:PN1000 重量:2.6kg  
収納時サイズ:W30×D30×H50cm

### ゆったりとした封筒型

寝袋内にゆとりがあるため身体の向きを変えやすく、通常の布団に近い感覚で使用できます。

### 連結可能

広げた2つの寝袋をジッパーで連結し、ダブルサイズの寝袋としても使用できます。

| 商品名        | 品番     | 希望小売価格             | JAN            |   |
|------------|--------|--------------------|----------------|---|
| 折りたたみ簡易ベッド | PB1000 | ¥24,500(税込¥26,950) | 4515914-400304 | ■ |

【材質】フレーム:スチール(白色粉体塗装)、シート:ポリエステル・PVCコーティング(裏面)

| 商品名 | 品番     | 希望小売価格             | JAN            |   |
|-----|--------|--------------------|----------------|---|
| 寝袋  | PN1000 | ¥19,000(税込¥20,900) | 4515914-400359 | ■ |

【材質】表面:ポリエステル、裏面:コットン、充填剤:中空繊維(ポリエステル)、【付属品】枕×1、収納袋×1

## 商品紹介動画配信中

当社HPより商品の詳細をご確認ください。

各商品ページのQRコードより  
商品紹介動画をご覧いただけます。



HP



YouTube

フォロー、お友達登録をお願いします。



X(旧Twitter)




LINE



Instagram



Facebook



## 介護保険について

介護保険が適用される商品をマークで記載しています

貸

介護保険適用  
レンタル対象

介護保険適用、  
レンタル対象  
商品です。

貸  
購

介護保険適用  
選択制対象

介護保険適用、  
貸与または  
購入対象  
商品です。

購

介護保険適用  
購入対象

介護保険適用、  
購入対象  
商品です。

住

介護保険適用  
住宅改修対象

介護保険適用、  
住宅改修対象  
商品です。

※介護保険でのレンタル・購入については、お住まいの地方自治体介護保険担当窓口またはお近くの介護保険指定業者に相談ください。

イーストアイはお客様のご要望・ご意見を参考に「愛(イーストアイ)される商品」を開発し続けています。

快適へ、優しさのひと工夫。

# 株式会社イーストアイ

〒123-0864 東京都足立区鹿浜1-4-14

TEL | 03-3897-9393 | WEB | [www.easti.co.jp](http://www.easti.co.jp)  
FAX | 03-3897-9535 | MAIL | [info@easti.co.jp](mailto:info@easti.co.jp)

●本カタログは2026年9月現在のものです。●カタログ上の表示価格は当社のおすすめ希望小売価格であり、地区販売ルートなどによって、店頭価格と異なる場合があります。●介護保険適用品として表示されるマークはあくまで目安であり、お住まいの地方自治体によって異なる場合があります。お住まいの地方自治体介護保険担当窓口や指定事業者にご相談ください。●仕様、価格などは予告なく変更する場合があります。●カタログ上のイラストは使用イメージです。実際の商品を簡略化しております。●商品仕様の右端にある○数字は商品の配送単位です。同機種の合計でも配送単位となる商品は○や□などで表示しています。また、■は、配送の時間がかかる商品を示しています。●カラー印刷インクや撮影条件などから実際の色と多少異なる場合もございます。●無断転載・複製を禁じます。